

Defibrylator szkoleniowy Samaritan Trainer 350

Charakterystyka i zalety trenera

- symulacja pełnego wachlarza realnych zdarzeń zmienianych pilotem zdalnego sterowania
- 6 realistycznych scenariuszy do wyboru zgodnych z protokołem AHA/ERC
- kontrola wielu urządzeń z jednego pilota
- kompatybilny ze wszystkimi fantomami RKO
- realistyczny - polecenia głosowe i graficzne identyczne jak w HeartSine Samaritan PAD 350P
- odpowiedni do treningów adeptomów sztuki ratowniczej i szkolenia okresowego doświadczonych ratowników
- odpowiedni do szkoleń w szkołach
- odpowiedni do szkoleń w zakładach pracy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
- nie wymaga sieci elektrycznej w miejscu szkolenia - zasilany z akumulatora wielokrotnego ładowania (ładowarka w komplecie)
- wskaźnik stanu akumulatora - diody LED
- elektrody wielokrotnego użytku
- doskonały stosunek jakości do ceny
- mechanizm zwijania przewodu
- regulacja głośności i przycisk pauzy pozwalający omówić trenerowi bieżące ćwiczenie
- wybór języka z 29 języków, domyślnie ustawiony j. polski
- darmowa dostawa na terenie Polski



Dane techniczne

Gabaryt przesyłki z produktem: paczka do 10 kg
Kraj producenta: Wielka Brytania (Irlandia Północna)
Gwarancja ogólna: 2 lata
Gwarancja - gwarant: gwarantem jest producent wyrobu
Serwis: przedstawiciela producenta w Polsce
Nr katalogowy wyrobu u producenta: TRN-350-PL
Scenariusze AHA/ERC: 6
Kompatybilność z fantomami RKO: Tak
Zasilanie akumulatorowe: Tak
Pilot zdalnego sterowania: Tak
Odpowiada modelowi defibrylatora AED: Samaritan PAD 350P (HeartSine)
Elektrody szkoleniowe: 3 pary wymiennych elektrod treningowych wielokrotnego użytku
Wskaźnik stanu akumulatora: diody LED
Czas pracy na naładowanym akumulatorze (h): 7
Czas ładowania akumulatora po rozładowaniu (h): 4
Wersje językowe: 29 języków
Język polski: predefiniowany
Regulacja głośności: z pilota
Przycisk pauzy: z pilota
Waga urządzenia (kg): 0,6



[zobacz produkt w sklepie](#) | [sprawdź aktualną cenę](#)

Wyposażenie fabryczne

- Defibrylator treningowy Samaritan PAD Trainer 350
- Trainer-Pak - kasetka imitująca Pad-Pak
- Akumulator wielokrotnego ładowania
- Ładowarka sieciowa
- Pilot wieloczynnościowy zdalnego sterowania
- Baterie do pilota (AAA)
- 3 pary wymiennych elektrod treningowych wielokrotnego użytku
- Miękki futerał z dwiema kieszeniami na zamek błyskawiczny
- Instrukcja użytkownika
- Kabel USB do przesyłu danych

SPRZEDAWCA



EpicMED sklep online
ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
E-mail: sklep@epicmed.pl Internet: epicmed.pl
Telefon: 32 720 94 11 GSM/SMS: 533 99 22 01
Faks 32 720 94 16