



A-05ST mobilny asystor medyczny z szufladami



Mobilny asystor medyczny z pogłębionym blatem zabiegowym i użytkowymi czterema szufladami na akcesoria zabiegowe. Asystor zabiegowy posiada korpus szuflad (obudowę) oraz szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały. Korpus ma pogłębioną płaszczyznę górną stanowiącą blat zabiegowo-instrumentalny. Szuflady bez zamków z uchwytami frontowymi do ich wysuwania i wsuwania. Fronty szuflad lakierowane proszkowo na kolor wybrany z palety dostępnych kolorów RAL. Korpus z szufladami oparty jest na stelażu stalowym o stałej wysokości, lakierowanym proszkowo na kolor biały z 5-ramienną podstawą wyposażoną w podwójne kółka kierunkowe (skrętne) w obudowie z tworzywa sztucznego z miękkimi oponkami nierysującymi twardej powierzchni. Średnica kół 55 mm. Trzy kółka posiadają hamulec postojowy (blokadę jazdy).

Nr katalogowy: A-01-S(4)-ST-0000-K4.3*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

★ **KUP TERAZ** ★



A-05ST

mobilny asystor medyczny z szufladami



Paleta kolorów asystora medycznego - lakier proszkowy



W standardzie

- korpus asystora lakierowany proszkowo na kolor biały
- front szuflad lakierowany proszkowo na kolor wybrany z palety dostępnych kolorów RAL
- uchwyty szuflad lakierowane proszkowo na wybrany kolor frontu szuflad lub wykonane z anodowanego (nielakierowanego) aluminium w kolorze naturalnym
- stalowy stelaż i podstawa asystora lakierowane proszkowo na kolor biały

Opcje dodatkowe z dopłatą

- korpus asystora lakierowany proszkowo na kolor wybrany z palety dostępnych kolorów RAL, inny niż biały
- stalowy stelaż i podstawa asystora lakierowana proszkowo na kolor wybrany z palety dostępnych kolorów RAL, inny niż biały

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe asystora

- szuflady asystora wyposażone w zamki patentowe z kluczem lub w 1 zamek centralny

Producent: ZTM Tech-Med sp. z o.o.



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

533 99 22 01

Nr katalogowy: A-01-S(4)-ST-0000-K4.3*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

[★ KUP TERAZ ★](#)

Konstrukcja asystora	stal lakierowana
Wysokość asystora	80 cm
Szerokość asystora	45 cm
Asystor z 1 blatem zabiegowym (instrumentalnym)	Tak
Asystor z 2 blatami zabiegowymi (instrumentalnymi)	Nie
Asystor z 3 blatami zabiegowymi (instrumentalnymi)	Nie
Asystor z 4 blatami zabiegowymi (instrumentalnymi)	Nie
Blat(y) ze stali lakierowanej	Tak
Blat(y) ze stali kwasoodpornej	Nie
Asystor z 1 szufladą	Nie
Asystor z 2 szufladami	Nie
Asystor z 3 szufladami	Nie
Asystor z 4 szufladami	Tak
Mobilny asystor na kółkach	Tak
Nośność maksymalna asystora [kg]	25
Stelaż asystora - materiał	stal lakierowana proszkowo
Blat zabiegowy (instrumentalny) - materiał	stal lakierowana proszkowo
Blat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm]	45
Blat zabiegowy (instrumentalny) - głębokość [cm]	45
Blat zabiegowy (instrumentalny) - maksymalne obciążenie [kg]	5
Szuflada(y) - materiał	stal lakierowana proszkowo
Szuflada - szerokość [cm]	41,5
Szuflada - głębokość [cm]	38,5
Szuflada - wysokość [cm]	13
Szuflada(y) - zamknięcia	opcjonalnie
Szuflada - maksymalne obciążenie [kg]	5
Podstawa asystora	5-ramienna stalowa
Kółka - rodzaj	podwójne kierunkowe
Kółka - średnica [mm]	55
Kółka - blokowanie	3 koła z blokadą jazdy
Szerokość całkowita asystora [cm]	60
Głębokość całkowita asystora [cm]	60

DANE PRODUKTU

Wysokość całkowita asystora [cm]	80
Szerokość podstawy [cm]	60
Waga asystora [kg]	30
Numer katalogowy produktu	A-01-S(4)-ST-0000-K4.3
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Kod Basic UDI-DI	5904126-K5/RT
Nomenklatura wg URPLWMiPB	wyrób medyczny
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Producent	Zakład Techniki Medycznej "TECH-MED" Sp. z o.o. [5]
Siedziba producenta	[5] ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[5] 52 360 58 50 w. 41 reklamacje@techmed.com.pl
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka paletowa
Rodzaj palety	półpaleta EUR 6 (80x60 cm) bezzwrotna
Waga przesyłki wraz z paletą [kg]	45

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: **sklep@epicmed.pl**

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>



Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

Zastrzeżenia

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.