


Piłka do ćwiczeń rehabilitacyjnych Thera-Band Professional Exercise Ball ABS 23021

Charakterystyka i zalety piłki

- średnica 55 cm
- system ABS
- szeroki zakres zastosowań:
 - rehabilitacja ruchowa i neurologiczna
 - fitness
 - pilates
 - gimnastyka korekcyjna
 - gimnastyka ogólnorozwojowa
 - trening sportowy
 - gry i zabawy ruchowe
- wytrzymałość na duże obciążenia dynamiczne
- wytrzymałość na rozzerwanie i pęknięcia
- podwyższona szczelność - utrzymuje ciśnienie pod obciążeniem
- dwa wentyle korkowe umożliwiają pompowanie piłki oraz regulację jej twardości
- wykonana z bezpiecznych materiałów
- certyfikowany wyrób medyczny
- darmowa dostawa na terenie Polski



Dane techniczne

Kraj producenta: USA (fabryka w Niemczech)
Gwarancja ogólna: 1 rok
Gwarancja - gwarantem jest producent wyrobu
Serwis: przedstawiciela producenta w Polsce
Nr katalogowy wyrobu u producenta: 23021
Rodzaj piłki: piłka rehabilitacyjna
Rozmiar piłki: 55 cm
ABS: Tak
Kolor piłki: czerwony
Wytrzymałość na obciążenia dynamiczne: < 450 kg
Waga piłki [kg]: 1,4



[zobacz produkt w sklepie](#) | [sprawdź aktualną cenę](#)

SPRZEDAWCA



EpicMED sklep online

ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

E-mail: sklep@epicmed.pl Internet: epicmed.pl

Telefon: 32 720 94 11 GSM/SMS: 533 99 22 01

Faks 32 720 94 16