

Charakterystyka i zalety stopnia

- stabilna konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo
- 2 stopnie z płyt HPL o dużej odporności na ścieranie i uszkodzenia
- zaokrąglone narożniki stopnic
- dopuszczalne obciążenie 150 kg
- nogi wyposażone w nakładki przeciwpoślizgowe
- darmowa dostawa na terenie Polski



Dane techniczne

Gabaryt przesyłki z produktem: paczka do 15 kg

Kraj producenta: Polska

Gwarancja ogólna: 1 rok

Gwarancja - gwarant: gwarantem jest producent wyrobu

Serwis: fabryczny producenta

Nr katalogowy wyrobu u producenta: STM-2

Materiał konstrukcji: stal lakierowana

Liczba stopni: 2-stopniowy

Poręcz: bez poręczy

Wysokość całkowita [cm]: 39,4

Szerokość całkowita [cm]: 55,5

Głębokość całkowita [cm]: 46

Wysokość stopnic [cm]: dolna 19,4 cm | górna 20 cm

Szerokość stopnic [cm]: 50

Głębokość stopnic [cm]: 23

Podstawa: stopki z nakładkami antypoślizgowymi

Dopuszczalne maksymalne obciążenie [kg]: 150

Waga [kg]: 15



[zobacz produkt w sklepie](#) | [sprawdź aktualną cenę](#)

Kolorystyka ramy stopnia



SPRZEDAWCA



EpicMED sklep online

ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

E-mail: sklep@epicmed.pl Internet: epicmed.pl

Telefon: 32 720 94 11 GSM/SMS: 533 99 22 01

Faks 32 720 94 16