

## C-02/C1.KO

zabiegowy wózek oddziałowy ze stali kwasoodpornej



Oddziałowy wózek szpitalny w całości wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Posiada 2 blaty zabiegowo-instrumentalne z podniesionymi rantami zabezpieczającymi instrumentarium przed zsunięciem się z blatu podczas przetaczania wózka oraz stalową półkę w dwiema wyjmowanymi kuwetami z białego tworzywa sztucznego (polipropylen) i stalowy uchwyt do zawieszenia worka na odpady lub brudną bieliznę o pojemności 100-120 litrów. Uchylna pokrywa worka z szarego tworzywa sztucznego ABS. W podstawie znajdują się 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej z oponkami do twardych powierzchni. 2 kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy). Wózek oddziałowy wyposażony jest w stalowe, obustronne uchwyty do przetaczania wózka w obrębie oddziału szpitalnego i placówki.

Producent: ZTM Tech-Med sp. z o.o.



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

**Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304)**

Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304) to austenityczna stal wysokostopowa chromowo-niklowa (PN-71/H-860) o wysokiej odporności na korozję, w szczególności na korozję atmosferyczną i wody morskiej, korozję roztworów alkalicznych i słabszych kwasów oraz wszystkich produktów żywnościowych. Jedną z jej właściwości, równie ważną dla sektora medycznego jak jej kwasoodporność, jest niemagnetyczność tej stali. Najszersze zastosowanie znajduje w przemyśle spożywczym oraz w produkcji sprzętu medycznego i aparatury kriogenicznej.

|  |   |
|--|---|
| Przeznaczenie wózka oddziałowego                 | <b>procedury medyczne</b>               |
| Konstrukcja wózka oddziałowego                   | <b>stal kwasoodporna</b>                |
| Wysokość wózka                                   | <b>88 cm</b>                            |
| Szerokość wózka                                  | <b>95 cm</b>                            |
| Wózek z białem/białami zabiegowymi               | <b>Tak</b>                              |
| Białe zabiegowo-instrumentalne                   | <b>2 białe stal kwasoodporna</b>        |
| Wózek z tacą/tacami instrumentalnymi             | <b>Nie</b>                              |
| Wózek z szufladą/szufladami                      | <b>Nie</b>                              |
| Wózek z półką/półkami koszowymi                  | <b>Nie</b>                              |
| Wózek z misami zabiegowymi                       | <b>Nie</b>                              |
| Wózek z kuwetami                                 | <b>Tak</b>                              |
| Kuwety   | <b>2 kuwety poj. 8l (polipropylen)</b>  |
| Wózek z uchwytem worka na odpady 100-120L        | <b>Tak</b>                              |
| Wózek w całości ze stali kwasoodpornej           | <b>Tak</b>                              |
| Wózek mobilny na kółkach                         | <b>Tak</b>                              |
| Nośność maksymalna wózka [kg]                    | <b>35</b>                               |
| Stelaż wózka - materiał                          | <b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b> |
| Biał(y) zabiegowe (instrumentalne) - materiał    | <b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b> |
| Biał zabiegowy (instrumentalny) - długość [cm]   | <b>górnym 71,5   dolnym 65,5</b>        |
| Biał zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm] | <b>41,5</b>                             |
| Biał - maksymalne obciążenie [kg]                | <b>10</b>                               |
| Półka na kuwety - materiał                       | <b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b> |
| Kuwety - materiał                                | <b>tworzywo sztuczne</b>                |
| Kuwety - ilość                                   | <b>2</b>                                |
| Kuweta - długość [cm]                            | <b>39,5</b>                             |
| Kuweta - szerokość [cm]                          | <b>32,5</b>                             |
| Kuweta - głębokość [cm]                          | <b>6,5</b>                              |
| Kuweta - maksymalne obciążenie [kg]              | <b>5</b>                                |
| Uchwyt worka na odpady - rodzaj                  | <b>z pokrywą i podstawą</b>             |
| Uchwyt worka na odpady - materiał pokrywy        | <b>tworzywo ABS</b>                     |
| Uchwyt worka na odpady - materiał podstawy       | <b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b> |
| Podstawa wózka - materiał                        | <b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b> |
| Kółka - rodzaj                                   | <b>4 kółka skrętne</b>                  |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Kółka - średnica [mm]                | <b>75</b>   |
| Kółka - blokowanie                   | <b>2 koła z blokadą jazdy</b>   |
| Szerokość całkowita wózka [cm]       | <b>95</b>   |
| Głębokość całkowita wózka [cm]       | <b>43</b>   |
| Wysokość całkowita wózka [cm]        | <b>88</b>   |
| Ciężar wózka [kg]                    | <b>18,5</b>   |
| Numer katalogowy produktu            | <b>C-03-BQP-66-KO-K5-W</b>  |
| Kod PKWiU                            | <b>32.50.30.0</b>   |
| Kod CN                               | <b>9018 90 84</b>   |
| Certyfikacja produktu                | <b>CE/MDD/MDR</b>   |
| Dokument certyfikacji produktu       | <b>deklaracja zgodności</b>   |
| Kod Basic UDI-DI                     | <b>5904126-K3/RM</b>  |
| Nomenklatura wg URPLWMI/PB           | <b>wyrób medyczny</b>   |
| Klasa ryzyka wyrobu medycznego       | <b>Klasa I, reguła 1</b>  |
| Stawka podatku VAT na produkt        | <b>8%</b>   |
| Podstawa prawna obniżonej stawki VAT | <b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b> |
| Gwarancja ogólna                     | <b>1 rok</b>  |
| Gwarant udzielający gwarancji        | <b>producent wyrobu / produktu</b>  |
| Producent                            | <b>Zakład Techniki Medycznej "TECH-MED" Sp. z o.o. [5]</b>                  |
| Siedziba producenta                  | <b>[5] ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska]</b>               |
| Serwis techniczny w Polsce           | <b>fabryczny producenta</b>   |
| Serwis techniczny - kontakt          | <b>[5] 52 360 58 50 w. 41   reklamacje@techmed.com.pl</b>                   |
| Rodzaj przesyłki z produktem         | <b>przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)</b>                    |
| Liczba paczek w przesyłce            | <b>1</b>  |
| Szerokość paczki [cm]                | <b>55</b>   |
| Długość paczki [cm]                  | <b>110</b>  |
| Wysokość paczki [cm]                 | <b>110</b>  |
| Waga przesyłki z opakowaniem [kg]    | <b>20</b>   |

## Biuro handlowe sklepu

### EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: **sklep@epicmed.pl**

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED

### Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>