



## SVF.3250.M pasy Salvafix unieruchamiające nadgarstki pacjenta



Zestaw pasów w rozmiarze M do unieruchamiania nadgarstków pacjenta w łóżku szpitalnym lub w transporcie medycznym na noszach lub na wózku transportowym. Pasy wykonane są z tworzywa sztucznego PES (Polieterosulfon) nie zawierającego lateksu. Pasy posiadają otwory regulacyjne oraz rzeźpy w celu szybkiego dopasowania do miejsca aplikacji na ciele pacjenta. Zapinane są przy pomocy specjalnych zamków magnetycznych, do otwarcia których można użyć tylko kluczy magnetycznych zawartych w zestawie. System jest komfortowy w użyciu i szybki w obsłudze przez personel medyczny.

Nr katalogowy: Salvafix.SVF.3250.M\*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

[★ KUP TERAZ ★](#)



# SVF.3250.M

## pasy Salvafix unieruchamiające nadgarstki pacjenta



Pasy krępujące pacjenta Salvafix SVF.3250.M należy stosować tylko w razie konieczności zastosowania przymusu bezpośredniego w celu eliminacji zagrożeń samookaleczenia lub uszkodzenia ciała pacjenta (urazów) przy nadpobudliwości ruchowej pacjenta. System Salvafix zapewnia optymalny poziom bezpieczeństwa i ochrony pacjenta przed samookaleczaniem się i przed upadkami z łóżka szpitalnego oraz ze sprzętu do transportu chorych.

### W standardzie

- opaski na nadgarstki - 2 szt.
- zamki magnetyczne - 4 szt.
- klucze magnetyczne - 1 szt.
- instrukcja obsługi w j. polskim
- karta gwarancyjna

### Tworzywo sztuczne PES - materiał pasów systemu Salvafix Standard

Tworzywo sztuczne o nazwie polieterosulfon (PES) jest polimerem amorficznym zaliczanym do tworzyw wysokotemperaturowych. Wyroby i półprodukty z tworzywa PES wytwarza się metodą wtrysku i wytłaczania. Ze względu na swoje właściwości fizyczne i mechaniczne PES jest wykorzystywany jako surowiec lub półprodukt w produkcji wielu dóbr konsumpcyjnych (AGD, motoryzacja, elektronika i elektryka). W branży medycznej wykorzystuje się go głównie w produkcji aparatury medycznej, w szczególności aparatów do dializowania, ale także do produkcji wytrzymałych fizyko-mechanicznie pasów krępujących pacjenta w przymusie bezpośrednim. Najważniejsze właściwości polieterosulfonu dla produkcji pasów do przymusu bezpośredniego w ochronie zdrowia to bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna i bardzo dobra odporność na działanie płomienia. Posiada też bardzo dobrą odporność na promieniowanie radiacyjne oraz bardzo dobra odporność chemiczną.

Producent: Medicare System S.L.U.



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11  
533 99 22 01

Nr katalogowy: Salvafix.SVF.3250.M\*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

[★ KUP TERAZ ★](#)

## DANE PRODUKTU

Przeznaczenie pasów	<b>przymus bezpośredni</b>
System pasów	<b>Salvafix</b>
Unieruchomienie lub stabilizacja	<b>kończyn górnych w nadgarstkach</b>
Miejsce mocowania pasów	<b>rama łóżka, noszy, wózka do transportu</b>
Rozmiar pasów	<b>M</b>
Zapięcia pasów	<b>zamki magnetyczne</b>
Materiał pasów	<b>PES (Polieterosulfon)</b>
Szerokość pasa [cm]	<b>8</b>
Obwód pasa [cm]	<b>14-20</b>
Numer katalogowy produktu	<b>SVF 3250</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.22.0</b>
Kod CN	<b>9021 90 90</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>843603535SVFNC</b>
Nomenklatura wg URPLW MiPB	<b>wyrób medyczny</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>klasa I</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>2 lata</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Producent	<b>Medicare System S.L.U. [52]</b>
Siedziba producenta	<b>[52] Carrer Abat Escarré 15; 08302 Mataró [Hiszpania]</b>
Autoryzowany dystrybutor producenta w Polsce	<b>Timago International Group Sp. z o.o. Sp.k. [52]</b>
Siedziba dystrybutora	<b>[52] ul. Karpacka 24/12; 43-316 Bielsko-Biała</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>[66] 32 271 02 59; 600 669 007   serwis@timago.com</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)</b>
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	<b>5</b>

**EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym**

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: **sklep@epicmed.pl**

<https://epicmed.pl>

**Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.**

**Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.**

**Operator sklepu EpicMED**

---

**Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.**

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>



**Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego**

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

**Zastrzeżenia**

---

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.