



## Norma-IIBs

wysoka i szeroka kozetka lekarska 3-częściowa



Szeroka i wysoka kozetka lekarska o stałej wysokości 75 cm wykonana na stabilnej konstrukcji z lakierowanych proszkowo profili stalowych. Kozetka posiada 3-częściowe leże wypełnione elastyczną pianką PU z regulowanym w zakresie +/- zagłówkiem wyposażonym w otwór do oddychania z zatyczką oraz z podnoszonym podnóżkiem. Leże pokryte jest bezszwową tapicerką z atestowanego i zmywalnego materiału skóropodobnego (paleta Standard Line) lub winylowego (paleta Exclusive Line). Kozetka wyposażona jest w podgumowane stopki z jedną stopką regulacyjną do poziomowania kozetki na nierównej powierzchni gabinetu. W opcjach wyposażenia dodatkowego kozetkę za dopłatą można doposażyć w uchwyt na podkłady higieniczne w rolce o szerokości 70 cm i w praktyczną półkę pod leżem na akcesoria.

Metalowe kozetki lekarskie stosowane są powszechnie w gabinetach lekarskich do ogólnego badania pacjentów i w gabinetach zabiegowych do wykonywania drobnych procedur zabiegowych. Stosowane są również w placówkach rehabilitacyjnych do prowadzenia zabiegów aparatami do fizykoterapii oraz ćwiczeń w podwieszeniu z użyciem kabin UGUL, a także w gabinetach masażu oraz w szatniach zawodników na obiektach sportowych do prostych technik klasycznych masażu mokrego i suchego. Służą też wyśmienicie w szkołach jako wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej czy szkolnego gabinetu pomocy przedlekarskiej. Kozetki lekarskie mogą mieć również zastosowanie w salonach kosmetycznych i salonach tatuażu.

Producent: Ziółkowski JUVENTAS Spółka Komandytowo - Akcyjna

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

**Wyposażenie standardowe**

- atestowana i zmywalna tapicerka skóropodobna z palety Standard Line
- rama metalowa kozetki w kolorze białym (RAL 9003) z połyskiem

**Wyposażenie dodatkowe z dopłatą**

- półka pod leżem na akcesoria
- zintegrowany z konstrukcją kozetki wieszak na podkłady higieniczne w rolkach o szerokości 70 cm
- atestowana i zmywalna tapicerka winylowa z palety EXCLUSIVE Line
- konstrukcja metalowa kozetki w jednym z pozostałych kolorów dostępnej palety kolorów

## Tapicerka kozetki lekarskiej - paleta Standard Line

Materiał obiciowy produkowany przez Sanwil Polska pod nazwą handlową Sanwia M754 jako skóropodobny materiał powlekany PCW o podwyższonej odporności na olejki do masażu, oleje, alkohol, płyny ustrojowe (krew, pot, mocz), a także środki dezynfekujące zawierające aktywny chlor. Zgodna z wymaganiami humanoekologicznymi Oeko-Tex Standard 100 (klasa I wyrobu) oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych oraz normą EN 71-3. Jest materiałem trudnopalnym wg normy PN-EN 1021 (test papierosowy). Nie zawiera ftalanów i lateksu. Może być stosowana w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.



**Parametry:** grubość 0,85 ±0,15 mm | wytrzymałość na rozdieranie ≥ 2,5 daN | odporność powłoki na ścieranie ≥ 40.000 cykli wg PN-EN ISO 5470-2 i ≥ 150.000 wg PN-EN ISO 12947-4.

**Surowce:** powłoka olejoodporna - PCW modyfikowane 100% | nośnik - poliester 100%.

**Dezynfekcja:** można dezynfekować ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji.



## Tapicerka kozetki lekarskiej - paleta EXCLUSIVE Line

Wynylowy materiał obiciowy produkowany przez Spradling International pod nazwą handlową kolekcji Silvertex i Diamante. Posiada wykończenie PermaBlok3 chroniące przed plamami oraz powłokę antybakteryjną, antywirusową i przeciugrzybiczą, która dzięki zawartym jonom srebra chroni w dużym stopniu przed bakteriami Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi oraz przed powstawaniem na powierzchni zarodników grzybów, mączniaków i pleśni i drożdży. Jest materiałem odpornym na promieniowanie UV oraz na pęknięcie, rozerwanie i utratę elastyczności, a przy tym trudnopalnym wg normy PN-EN 1021-1 i 2 (test papierosowy, test zapałki). Nie zawiera ftalanów i metali ciężkich oraz formaldehydu.



**Parametry:** gramatura: 685 g/m<sup>2</sup> | wytrzymałość na rozdieranie ≥ 2 daN | odporność powłoki na ścieranie ≥ 300.000 cykli.

**Surowce:** powłoka - vinyl 100% | nośnik - poliester 100%.

**Dezynfekcja:** można dezynfekować środkami do dezynfekcji wskazanymi w instrukcji konserwacji.

TAPICERKA  
paleta Exclusive Line  
[dopłata]



Leże kozetki lekarskiej	<b>3-częściowe</b>
Kozetka niemagnetyczna do MR	<b>Nie</b>
Kozetka składana do transportu	<b>Nie</b>
Kozetka przyścienna (składana do ściany)	<b>Nie</b>
Regulowany zagłówek	<b>Tak</b>
Otwór w leżu do badań kardiologicznych	<b>Nie</b>
Podłokietniki w standardzie	<b>Nie</b>
Podłokietniki opcjonalnie	<b>Nie</b>
Sekcja podnóżka	<b>Nie</b>
Sekcja podnóżka z regulacją	<b>Tak</b>
Materiał ramy dolnej kozetki	<b>stal lakierowana</b>
Długość całkowita kozetki	<b>185 cm</b>
Szerokość całkowita kozetki	<b>70 cm</b>
Skokowa regulacja wysokości kozetki	<b>Nie</b>
Wysokość całkowita kozetki	<b>75 cm</b>
Dopuszczalne obciążenie kozetki	<b>200 kg</b>
Kozetka z barierkami bocznymi	<b>Nie</b>
Relingi do pasów stabilizujących	<b>Nie</b>
Uchwyt na podkłady w standardzie	<b>Nie</b>
Uchwyt na podkłady opcjonalnie	<b>Tak</b>
Koła w standardzie	<b>Nie</b>
Koła opcjonalnie	<b>Nie</b>
Materiał ramy dolnej - szczegóły	<b> rurki stalowe lakierowane proszkowo</b>
Sekcja zagłówka	<b> tapicerowana</b>
Sekcja zagłówka - sposób regulacji	<b> skokowa (rastomat)</b>
Sekcja zagłówka - zakres regulacji	<b> -60° do +45°</b>
Otwór w zagłówku	<b> otwór na twarz</b>
Zaślepka otworu w zagłówku	<b> w standardzie</b>
Półka pod leżem	<b> opcjonalnie</b>
Sekcja podnóżka	<b> tapicerowana</b>
Sekcja podnóżka - sposób regulacji	<b> skokowa (rastomat)</b>
Sekcja podnóżka - zakres regulacji	<b> 0-45°</b>
Wieszak na podkłady higieniczne	<b> opcjonalnie montowany pod zagłówkiem</b>

Wieszak na podkłady higieniczne - pojemność	<b>1 rolka o szerokości 60 cm</b>
Wieszak na podkłady higieniczne - szerokość [cm]	<b>70</b>
Długość sekcji zagłówka [cm]	<b>40</b>
Długość sekcji środkowej [cm]	<b>70</b>
Długość sekcji podnóżka [cm]	<b>71</b>
Waga kozetki [kg]	<b>36</b>
Numer katalogowy produktu	<b>NORMA II B</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>
Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>590508077594</b>
Nomenklatura wg URPLWMI/PB	<b>wyrób medyczny</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>Klasa I, reguła 1</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>2 lata</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Gwarancja na konstrukcję	<b>2 lata</b>
Gwarancja na elementy pneumatyczne	<b>1 rok</b>
Gwarancja na tapicerkę standardową	<b>1 rok</b>
Producent	<b>Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. [25]</b>
Siedziba producenta	<b>[25] Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce [Polska]</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>[25] 13 463 80 35   reklamacje@juventas.pl</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka gabarytowo ponadnormatywna - waga powyżej 30kg</b>
Liczba paczek w przesyłce	<b>1</b>
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	<b>45</b>

#### Biuro handlowe sklepu

#### EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: **sklep@epicmed.pl**

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

#### Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>