


FC

filtr czerwony do lamp sollux Solmed



Filtr czerwony - parametry światła



P - przepuszczalność, λ - długość fali, IR - zakres podczerwieni

Filtr czerwony do lamp terapeutycznych sollux marki Solmed produkcji Meden-Inmed. Filtr stosuje się w modelach: Solmed Uno, Solmed Duo i Solmed Trio do naświetlań tkanek skóry za pomocą energii cieplnej promieniowania podczerwonego. Filtr ogranicza widmo promieniowania IR oraz promieni czerwonych widzialnych.

Ze względu na zmiany konstrukcyjne tubusów lamp Solmed i uchwytów mocowania filtrów barwnych do nich w kolejnych latach produkcji, przy zamówieniu filtra konieczne jest podanie numeru seryjnego posiadanej przez nabywcę lampy Solmed, do której zamawiany filtr ma pasować.

Producent: Meden-Inmed



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Gabaryt przesyłki z produktem	paczka do 2 kg
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Rodzaj akcesorium	filtr do lampy

**Biuro handlowe sklepu**

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

**Zastrzeżenia dotyczące dokumentu**

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

**Operator sklepu EpicMED**

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>