



KLD3 leżanka medyczna 2-częściowa



Leżanka medyczna Kinesis KLD3 o stałej wysokości wykonana na stabilnej konstrukcji z wyselekcjonowanego drewna bukowego. Na stelażu oparte jest dwuczęściowe leże z regulowanym skokowo zagłówkiem wyposażonym w otwór do oddychania z zatyczką. Wypełnienie leża stanowi elastyczna pianka PU wysokiej jakości. Leże pokryte jest bezszwową tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego w kolorze do wyboru z palety Medi lub za dopłatą z palety V-Line. W opcjach dodatkowych leżankę można doposażyć w uchwyt na podkłady higieniczne w rolce montowany w tylnej części.

Nr katalogowy: KNS-KLD3*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

★ KUP TERAZ ★



W standardzie

- atestowana tapicerka z palety Medi
- stelaż drewniany w kolorze buku

Wyposażenie dodatkowe z dopłatą

- stelaż drewniany w kolorze ciemnego orzecha
- atestowana tapicerka z palety V-Line charakteryzująca się zwiększoną odpornością na ścieranie
- zintegrowany z leżanką uchwyt na podkłady higieniczne w rolkach

Kolorystyka tapicerki leżanki medycznej - paleta kolorów Medi

Producent: BH Kinesis Andrzej Boruta

KINESIS

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11
533 99 22 01

Nr katalogowy: KNS-KLD3*

Zobacz więcej w sklepie

Aktualna cena i promocja

★ KUP TERAZ ★

DANE PRODUKTU

Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na tapicerkę	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Konstrukcja leżanki / kozetki	drewniana
Leże	2-częściowe
Długość	195 cm
Szerokość	66 cm
Wysokość	67 cm (stała)
Regulacja wysokości	Nie
Dopuszczalne obciążenie	200 kg
Kółka	bez kółek
Materiał ramy	wyselekcjonowane drewno bukowe
Zakres regulacji zagłówka	0-35°
Sposób regulacji zagłówka	skokowo mechanizmem grzebieniowym
Otwory w leżu	1 otwór w sekcji zagłówka
Zaślepki do otworów w leżu	w standardzie
Wieszak na podkłady w rolce	opcja dodatkowa
Waga kozetki / leżanki (kg)	32

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczone terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>



Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

Zastrzeżenia

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.