

## PM-03Z

metalowy parawan lekarski 3-skrzydłowy zmywalny



Parawan medyczny WSTech PM-03Z trójskrzydłowy o wysokości 170 cm i szerokości 225 cm wykonany w ramie z profili metalowych ( rurka) lakierowanych proszkowo w pięciu kolorach do wyboru. Parawan wyposażony jest w ekrany (zastony) z tkaniny zmywalnej w trzech kolorach do wyboru. Podstawa na podgumowanych kółkach z hamulcem (blokadą) nadaje parawanowi mobilności i pozwala na jego łatwe przemieszczanie w obrębie gabinetu i placówki. Zamiast kółek parawan może być wyposażony w podgumowane stopki. Parawan znajdzie zastosowanie w gabinetach lekarskich i zabiegowych oraz w innych placówkach medycznych, a także w salonach kosmetycznych, gabinetach masażu i salonach tatuażu.

Producent: WS TECH S.C.

W S T E C H

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

## Kolorystyka zasłon ekranowych w parawanie medycznym - tkanina zmywalna



biały  
zmywalny

niebieski  
zmywalny

zielony  
zmywalny

żółty  
zmywalny

Gabaryt przesyłki z produktem	paczka do 15 kg
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	PM-03
Typ parawanu	3-skrzydłowy
Parawan niemagnetyczny MR	Nie
Wysokość parawanu	170 cm
Szerokość parawanu	225 cm
Materiał ramy	stal lakierowana
Materiał ekranu	zmywalny
Kółka w podstawie parawanu	Tak - opcja
Konstrukcja parawanu	profile stalowe (rurki)
Wykończenie konstrukcji	lakier proszkowy
Szerokość skrzydeł [cm]	75/75/75
Szerokość podstawy [cm]	50
Podstawa parawanu	przejezdna lub na stopkach z regulacją
Kółka z hamulcem	6 - przy wybranej konfiguracji z kółkami
Waga parawanu [kg]	15

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>