

**Charakterystyka i zalety stojaka**

- wiadro na odpady medyczne wykonane z gatunkowej stali nierdzewnej
- pojemność wiadra 10 litrów
- wysokość wiadra 24,5 cm
- możliwość wyjęcia misy ze stojaka, np. w celu opróżnienia i dezynfekcji
- stojak i podstawa wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9
- podstawa z kółkami kierunkowymi pozwala przemieszczać stojak z misą na odpady w obrębie gabinetu i placówki
- 2 koła wyposażone w hamulec (blokadę jazdy)
- darmowa dostawa na terenie Polski


**Dane techniczne**

Gabaryt przesyłki z produktem: karton do 15 kg

Kraj producenta: Polska

Gwarancja ogólna: 1 rok

Gwarancja - gwarant: gwarantem jest producent wyrobu

Serwis: fabryczny producenta

Nr katalogowy wyrobu u producenta: SMO-04

Stojak - materiał: stal kwasoodporna

Stojak - wysokość: 34 cm

Misy | Wiadra - materiał: stal nierdzewna

Misy | Wiadra - ilość na stojaku: 1 wiadro

Misy | Wiadra - pojemność: 10 litrów

Stojak - podstawa: 5-ramienna z kółkami

Podstawa stojaka - materiał: stal kwasoodporna w gatunku 0H18N9

Podstawa stojaka - średnica [cm]: 48

Koła - średnica [mm]: 50

Koła - blokowanie: 2 koła z blokadą jazdy (hamulcem)


[zobacz produkt w sklepie](#) | [sprawdź aktualną cenę](#)
**Wyposażenie fabryczne**

- podstawa z 5 kołami w obudowie ze stali ocynkowanej
- koła stalowe o średnicy 50 mm z oponkami neoprenowymi

**Wyposażenie opcjonalne**

- podstawa z 5 kołami w obudowie ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9
- koła z szarego tworzywa sztucznego (twarde) o średnicy 75 mm (+3 cm do wysokości całkowitej stojaka)

**SPRZEDAWCA**

**EpicMED sklep online**
**ze sprzętem i wyposażeniem medycznym**

 E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl) Internet: [epicmed.pl](http://epicmed.pl)

Telefon: 32 720 94 11 GSM/SMS: 533 99 22 01

Faks 32 720 94 16