

SZ-01KO

mobilny stolik zabiegowy ze stali kwasoodpornej z misami



Mobilny stolik zabiegowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Posiada dwa blaty zabiegowe oraz dwie miski zabiegowe o pojemności 2,5 litra mocowane do stelaża na obrotowych uchwytach. Stelaż stolika zabiegowego wykonany jest z giętego na zimno profilu stalowego o przekroju rurki z gniazdami kół do przetaczania stolika w obrębie gabinetu lub placówki. Mobilności stolikowi zabiegowemu nadają 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 75 mm z oponkami do twardej podłogi nierysującymi powierzchniami. 2 koła posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy).

Stolik zabiegowy SZ-01KO może być szeroko wykorzystywany w placówkach ochrony zdrowia, w gabinetach lekarskich i zabiegowych, jako wózek zabiegowy pomocny przy wykonywaniu drobnych procedur medycznych. Sprawdzi się też w placówkach oświatowych na wyposażeniu gabinetu pielęgniarstwa lub gabinetu pomocy przedlekarskiej.

Producent: ZTM Tech-Med sp. z o.o.



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304)

Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304) to austenityczna stal wysokostopowa chromowo-niklowa (PN-71/H-860) o wysokiej odporności na korozję, w szczególności na korozję atmosferyczną i wody morskiej, korozję roztworów alkalicznych i słabszych kwasów oraz wszystkich produktów żywnościowych. Jedną z jej właściwości, równie ważną dla sektora medycznego jak jej kwasoodporność, jest niemagnetyczność tej stali. Najszersze zastosowanie znajduje w przemyśle spożywczym oraz w produkcji sprzętu medycznego i aparatury kriogenicznej.

Konstrukcja stelaża stolika zabiegowego	stal kwasoodporna
Stolik zabiegowy w całości ze stali kwasoodpornej	Tak
Wysokość stolika zabiegowego	81 cm
Szerokość stolika zabiegowego	74 cm
Ilość blatów zabiegowych	2 blaty zabiegowe
Materiał blatów zabiegowych	stal kwasoodporna
Stolik zabiegowy z szafką	Nie
Misy zabiegowe - ilość	2 misy zabiegowe
Misy zabiegowe - materiał	stal kwasoodporna
Misy zabiegowe w standardzie	Tak
Misy zabiegowe opcjonalnie	Nie
Mobilny stolik na kółkach	Tak
Nośność maksymalna stolika [kg]	25
Stelaż stolika - materiał	stal kwasoodporna gatunek 0H18N9
Blat zabiegowy (instrumentalny) - materiał	stal kwasoodporna gatunek 0H18N9
Blat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm]	górny 74 dolny 70
Blat zabiegowy (instrumentalny) - głębokość [cm]	górny 44 dolny 43,5
Blat zabiegowy (instrumentalny) - maksymalne obciążenie [kg]	10
Miski na odpady - ilość	2
Miski na odpady - pojemność [ml]	250
Miski na odpady - średnica [cm]	22
Miski na odpady - materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Podstawa stolika	mobilna na 4 kółkach
Kółka - rodzaj	skrzętne
Kółka - średnica [mm]	75
Kółka - blokowanie	2 kółka z blokadą
Szerokość całkowita stolika [cm]	74
Głębokość całkowita stolika [cm]	44
Wysokość całkowita stolika [cm]	81
Waga stolika [kg]	13,5
Numer katalogowy produktu	SZ1-02-2P-KO-K5-W UPO1.KO.PI.KO.2,5-UR1.2
Kod PKWiU	32.50.30.0

Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Kod Basic UDI-DI	5904126-SZWF
Nomenklatura wg URPLWMIpB	wyrób medyczny
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Producent	Zakład Techniki Medycznej "TECH-MED" Sp. z o.o. [5]
Siedziba producenta	[5] ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[5] 52 360 58 50 w. 41 reklamacje@techmed.com.pl
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Liczba paczek w przesyłce	1
Szerokość paczki [cm]	55
Długość paczki [cm]	85
Wysokość paczki [cm]	100
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	15

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: **sklep@epicmed.pl**

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>