



## Relax II 55 niska leżanka medyczna 2-częściowa drewniana




Leżanka medyczna o stałej wysokości wykonana na stabilnej konstrukcji z wyselekcjonowanego drewna bukowego w trzech kolorach wybarwienia do wyboru. Posiada 3-częściowe leże z regulowaną sekcją zagłówek i regulowaną sekcją podnóżka. Zagłówek wyposażony jest w otwór do oddychania z zatyczką. Leże pokryte jest bezszwową tapicerką z atestowanego i zmywalnego materiału skóropodobnego (paleta Standard Line) lub winylowego (paleta Exclusive Line). W opcjach wyposażenia dodatkowego, za dopłatą leżanka medyczna może zostać wyposażona w wieszak na podkłady higieniczne w rolkach (szerokość rolki 60 cm), a także w 4 kółka kierunkowe zaopatrzone w hamulec postojowy (blokadę jazdy).

Nr katalogowy: JVS-RELAX-II-55\*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

★ KUP TERAZ ★



# Relax II 55

niska leżanka medyczna 2-częściowa drewniana




## W standardzie

- atestowana tapicerka z palety Standard Line
- drewniana konstrukcja leżanki w kolorze naturalnego buku
- podstawa na nóżkach

## Wyposażenie dodatkowe z dopłatą

- wieszak na podkłady higieniczne w rolkach o szerokości 60 cm
- atestowana tapicerka z palety EXCLUSIVE Line
- drewniana konstrukcja leżanki w kolorze palisander lub wenge
- podstawa na 4 kółkach z hamulcem

## Tapicerka leżanki medycznej - paleta Standard Line



Producent: JUVENTAS S.K.A.



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11  
533 99 22 01

Nr katalogowy: JVS-RELAX-II-55\*

Zobacz więcej w sklepie

Aktualna cena i promocja

★ KUP TERAZ ★

## DANE PRODUKTU

Gabaryt przesyłki z produktem	<b>paczka gabarytowa powyżej 30 kg</b>
Kraj producenta	<b>Polska</b>
Gwarancja ogólna	<b>2 lata</b>
Gwarancja na konstrukcję	<b>2 lata</b>
Gwarancja na tapicerkę	<b>1 rok</b>
Gwarancja - gwarant	<b>gwarantem jest producent wyrobu</b>
Serwis	<b>fabryczny producenta</b>
Konstrukcja leżanki / kozetki	<b>drewniana</b>
Leże	<b>3-częściowe</b>
Długość	<b>200 cm</b>
Szerokość	<b>70 cm</b>
Wysokość	<b>55 cm (stała)</b>
Regulacja wysokości	<b>Nie</b>
Dopuszczalne obciążenie	<b>200 kg</b>
Kółka	<b>kółka w opcji dodatkowej</b>
Materiał ramy	<b>wyselekcjonowane drewno bukowe w trzech kolorach do wyboru</b>
Zakres regulacji wysokości (cm)	<b>bez regulacji wysokości</b>
Zakres regulacji zagłówka	<b>0-35°</b>
Sposób regulacji zagłówka	<b>rastomat</b>
Długość zagłówka (cm)	<b>40</b>
Długość cz. środkowej (cm)	<b>78</b>
Zakres regulacji podnóżka	<b>0-45°</b>
Sposób regulacji podnóżka	<b>rastomat</b>
Długość podnóżka (cm)	<b>78</b>
Otwory w leżu	<b>1 otwór w sekcji zagłówka z zatyczką</b>
Zaślepki do otworów w leżu	<b>w standardzie</b>
Półka pod leżem	<b>bez półki</b>
Wieszak na podkłady w rolce	<b>opcja dodatkowa</b>
Kółka w podstawie	<b>opcja dodatkowa: kółka z hamulcem</b>
Waga kozetki / leżanki (kg)	<b>34</b>

**EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym**

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

**Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.**

**Realizujemy zamówienia z odroczone terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.**

**Operator sklepu EpicMED**

---

**Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.**

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>



**Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego**

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

**Zastrzeżenia**

---

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.