



ETA taboret medyczny z siedziskiem regulowany



Taboret medyczny Kinesis ETA oparty jest na stabilnej, pięcioramiennej podstawie z tworzywa sztucznego wyposażonej w podgumowane stopki. Wyposażony jest w obrotowe siedzisko typu siodło z regulowaną wysokością przy pomocy sprężyny gazowej z dźwignią pod siedziskiem. Siedzisko taboretu wykonane z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym.

Nr katalogowy: KNS-ETA*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

[★ KUP TERAZ ★](#)



ETA

taboret medyczny z siodłem regulowany



Producent: BH Kinesis Andrzej Boruta

KINESIS

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

533 99 22 01

Nr katalogowy: KNS-ETA*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

[★ KUP TERAZ ★](#)

DANE PRODUKTU

Rodzaj taboretu	taboret / stółek bez oparcia
Kształt siedziska taboretu	obrotowe typu siodło
Rodzaj siedziska taboretu	poliuretanowe
Szerokość siedziska	42 cm
Regulacja wysokości siedziska	pneumatyczna - siłownik gazowy
Sposób regulacji wysokości	ręczny
Zakres regulacji wysokości	51-71 cm
Mechanizm TILT siedziska	Nie
Podnózek - obręcz pod stopy	bez obręczy
Podstawa taboretu	5-ramienna ze stopkami
Materiał podstawy taboretu	tworzywo sztuczne
Maksymalne obciążenie	130 kg
Głębokość siedziska [cm]	42
Sposób regulacji wysokości siedziska	sprężyna gazowa -dźwignia ręczna pod siedziskiem
Średnica podstawy [cm]	60
Szerokość całkowita [cm]	60
Głębokość całkowita [cm]	60
Wysokość całkowita [cm]	71
Waga taboretu [kg]	6,5
Numer katalogowy produktu	ETA
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg URPLW MiPB	wyrób medyczny
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	1 rok
Gwarancja na elementy pneumatyczne	1 rok
Producent	Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta [21]
Siedziba producenta	[21] ul. Dworska 25; 38-430 Miejsce Piastowe [Polska]

DANE PRODUKTU

Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[21] 13 435 06 45 serwis@kinesis.com.pl
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	7,5

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: **sklep@epicmed.pl**

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>



Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

Zastrzeżenia

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.