



## SM-III-SZ stolik-wózek uniwersalny pod aparaty medyczne



Stolik Juventas SM-III-SZ z funkcją wózka pod aparaty medyczne i aparaty do fizykoterapii wyposażony w szufladę na akcesoria i w trzy półki do ustawienia aparatów medycznych. Półki i szuflada wykonane są z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym. Stolik posiada stelaż wykonany z zamkniętych profili stalowych lakierowanych proszkowo na kolor biały i wyposażony w kółka kierunkowe z blokadą (hamulcem).

Nr katalogowy: JVS-SM-III-SZ(8)

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

★ [KUP TERAZ](#) ★



# SM-III-SZ

stolik-wózek uniwersalny pod aparaty medyczne



Producent: Ziółkowski JUVENTAS Spółka Komandytowo - Akcyjna



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

533 99 22 01

Nr katalogowy: JVS-SM-III-SZ(8)

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

[★ KUP TERAZ ★](#)

Gabaryt przesyłki z produktem	<b>paleta 80x60 cm</b>
Kraj producenta	<b>Polska</b>
Gwarancja ogólna	<b>1 rok</b>
Gwarancja - gwarant	<b>gwarantem jest producent wyrobu</b>
Serwis	<b>fabryczny producenta</b>
Nr katalogowy wyrobu u producenta	<b>SM III SZ</b>
Przeznaczenie stolika	<b>uniwersalny - różne aparaty</b>
Liczba szuflad na akcesoria	<b>1 szuflada</b>
Liczba półek-blatów	<b>3 półki</b>
Podstawa stolika	<b>kółka z hamulcem</b>
Szafka na akcesoria	<b>bez szafki</b>
Stelaż stolika - materiał	<b>profile stalowe lakierowane proszkowo na kolor biały</b>
Wysokość całkowita stolika bez wysięgników [cm]	<b>82</b>
Szerokość całkowita stolika [cm]	<b>45</b>
Głębokość całkowita stolika [cm]	<b>46</b>
Półki/blaty - materiał	<b>plyta meblowa laminowana w kolorze białym</b>
Półki/blaty - szerokość [cm]	<b>45</b>
Półki/blaty - długość [cm]	<b>górną i dolną 45 cm   środkową 37 cm</b>
Półki/blaty - maksymalne obciążenie [kg]	<b>6</b>
Szuflady - materiał	<b>plyta meblowa laminowana w kolorze białym</b>
Szuflady - zamknięcia	<b>bez zamknięć</b>
Kółka - rodzaj	<b>kierunkowe</b>
Kółka - blokowanie	<b>hamulec</b>
Maksymalne obciążenie stolika [kg]	<b>20</b>
Waga stolika [kg]	<b>20</b>

**EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym**

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: **sklep@epicmed.pl**

<https://epicmed.pl>

**Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.**

**Realizujemy zamówienia z odroczone terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.**

**Operator sklepu EpicMED**

---

**Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.**

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>



**Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego**

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

**Zastrzeżenia**

---

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.