

PRD1

drewniany parawan medyczny 1-skrzydłowy



Parawan lekarski Juventas PRD1 jednoskrzydłowy o wysokości 168 cm i szerokości 75 cm, wykonany w ramie z lakierowanego drewna bukowego w trzech kolorach do wyboru. Parawan wyposażony jest w ekran (zasłonę) z tkaniny wykonanej z elanobawełny w 6 kolorach do wyboru. Podstawa na kółkach nadaje parawanowi mobilności i pozwala na jego łatwe przemieszczanie w obrębie gabinetu i placówki.

Parawan PRD1 znajduje zastosowanie w gabinetach lekarskich i zabiegowych oraz w innych placówkach medycznych, a także w salonach kosmetycznych, gabinetach masażu i salonach tatuażu.

Producent: Ziółkowski JUVENTAS Spółka Komandytowo - Akcyjna



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

W standardzie

- rama i podstawa parawanu z drewna bukowego w kolorze buku naturalnego

Opcje z dopłatą

- rama i podstawa parawanu z drewna bukowego w kolorze wybarwionym palisander lub wenge

Charakterystyka i kolory tkaniny zastonowej parawanu lekarskiego - elanobawełna

Tkanina poliestrowo-bawełniana o nazwie handlowej RODOS 165 sprowadzana na rynek polski przez Polish Textile Group. Wykorzystywana na odzież zawodową dla przemysłu spożywczego i służby zdrowia. Wytrzymała na tarcie i uszkodzenia mechaniczne. Barwiona odznacza się trwałością wybarwień. Wykazuje niską kurczliwość w praniu wodnym. Posiada certyfikat zgodności wystawiony przez Zakład Certyfikacji Textil-Cert Instytutu Włókiennictwa w Łodzi oraz certyfikat Oeko-Tex. Nie zawiera formaldehydu, amin aromatycznych i metali ciężkich (Cd/Pb/As/Hg).



Skład: 65% poliestr, 35% bawełna | **Ciężar [g/m²]:** 165 ±10 | **Splot:** 2/1 | **Kurczliwość:** 3% w praniu wodnym o temperaturze 60°C kolor (90°C białe) | **Średnia siła zrywająca [N]:** wątek 590 ±10, osnowa 1200 ±0 | **Przepuszczalność powietrza:** 56,3 mm/s.

Gabaryt przesyłki z produktem	paczka do 10 kg
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Typ parawanu	1-skrzydłowy
Parawan niemagnetyczny MR	Nie
Wysokość parawanu	168 cm
Szerokość parawanu	75 cm
Materiał ramy	drewno bukowe
Materiał ekranu	elanobawelna
Kółka w podstawie parawanu	Tak
Konstrukcja parawanu	wyselekcjonowane drewno bukowe dostępne w trzech kolorach
Wykończenie konstrukcji	lakier do drewna
Szerokość skrzydeł [cm]	75
Szerokość podstawy [cm]	33
Podstawa parawanu	przejezdna z kółkami
Waga parawanu [kg]	10

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>