

Gymna 6x8cm

Elektrody z pokrowcami do elektroterapii - 4 kpl



Elektrody gumowe Gymna 340468 o wymiarach 6x8 cm z przewodami zakończonymi gniazdem żeńskim pin 2 mm do elektroterapii aparatami Gymna wyposażonymi w kable pacjenta zakończone wtykiem męskim pin 2 mm. Wykonane z gumy o dużej zawartości grafitu dzięki czemu bardzo dobrze przewodzą prąd. Stanowią alternatywę dla elektrod samoprzylepnych. Elektrody można przemywać wodą z mydłem. Okres użytkowania elektrod wynosi średnio około 12 miesięcy w zależności od ilości wykonywanych zabiegów elektroterapii.

W komplecie pokrowce (woreczki) wiskozowe Gymna 100658 dopasowane do elektrod 6x8 cm. Wykonane z wiskozy pokrowce są idealnym zabezpieczeniem skóry pacjenta przed przegrzaniem i oparzeniami podczas terapii prądowych, a także zabezpieczeniem samych elektrod.

Zawartość: 4 elektrody (2 opakowania po 2 sztuki) i 4 pokrowce wiskozowe.

Producent: ZTM Tech-Med sp. z o.o.

gymna

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Gabaryt przesyłki z produktem	paczka do 2 kg
Kraj producenta	Belgia
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	przedstawiciela producenta w Polsce
Nr katalogowy wyrobu u producenta	340468 + 100658
Ilość elektrod w zestawie	4
Ilość pokrowców w zestawie	4
Okres używalności	około 12 miesięcy
Przewody do elektrod	z przewodami zakończonymi gniazdem żeńskim pin 2 mm
Kompatybilność z aparatami	Gymna każdej serii wyposażonymi w kable pacjenta zakończone wtykiem męskim pin 2 mm
Pokrowce - materiał	wiskoza
Typ elektrod	wielorazowe
Rodzaj elektrod	gumowe
Kształt elektrod	prostokątne
Klasa przewodzenia elektrod	standard
Rozmiar elektrod	6 x 8 cm
Połączenie z kablem pacjenta	PIN 2 mm żeński (gniazdo)
Ilość elektrod	4 elektrody
Elektrody z pokrowcami	Tak
Ilość elektrod w zestawie	4
Ilość pokrowców w zestawie	4
Materiał pokrowców na elektrody	wiskoza
Okres używalności	około 12 miesięcy

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczane informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>