

Perfect III

Elektryczny stół rehabilitacyjny do terapii i masażu



Stół rehabilitacyjny Kinesis Perfect III z funkcją fotela do terapii lub masażu i technik manualnych wyposażony w elektryczną regulację wysokości sterowaną z ramy wokół stołu oraz w elektrycznie pozycjonowanie leża do pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga przewodowym pilotem ręcznym. Łamanie leża w części środkowej do pozycji Pivota odbywa się elektrycznie przyciskiem podbłatowym. Wykonany na stabilnej ramie stalowej lakierowanej proszkowo wyposażonej w 2 kolumny z siłownikami elektrycznymi. Stół rehabilitacyjny posiada 3 częściowe leże z sekcją zagłówka regulowaną w zakresie +/- przy pomocy sprężyny gazowej. Wypełnienie leża stanowi elastyczna pianka wysokiej jakości pokryta bezszwową tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego w kolorze do wyboru z palety Medi lub z palety V-Line. Zagłówek wyposażony jest w otwór do oddychania z zatyczką. Po obu stronach leża znajdują się relingi do pasów stabilizujących pacjenta. Podstawa stołu rehabilitacyjnego posiada w standardzie system opuszczanych kół jezdnych.

Producent: BH Kinesis Andrzej Boruta

KINESIS

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Tapicerka stołu rehabilitacyjnego - kolory palety Medi

Dedykowany do wyposażenia medycznego materiał obiciowy produkowany przez Sanwil Polska pod nazwą handlową Meditap B365 jako skóropodobny materiał powlekany PCV o podwyższonej odporności na olejki do masażu, oleje, alkohol, płyny ustrojowe (krew, pot, mocz). Zgodny z wymaganiami humanoekologicznymi Oeko-Tex Standard 100 oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych. Jest materiałem niepalnym. Nie zawiera ftalanów i lateksu. Może być stosowany w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.



Parametry: grubość 0.9 ±0.2 mm | masa powierzchniowa: 550 ±50 g/m² | wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne ≥35 daN/5cm | wytrzymałość na rozdzieranie wszerz ≥15 daN/5cm | odporność powłoki na ścieranie ≥ 30.000 cykli wg metody Martindale`a.

Surowce: powłoka - PCV | nośnik - PES 100%.

Dezynfekcja: można dezynfekować ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji, również na bazie chloru i chlorków oraz alkoholu.

TAPICERKA - paleta Medi



Tapicerka stołu rehabilitacyjnego - kolory palety V-Line

Materiał obiciowy (ekoskóra) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków o właściwościach antystatycznych i właściwościach potrzebnych w sektorze medycznym, produkowany przez portugalski Elastron Group pod nazwą handlową NAPPATECH w technologii Easy to Clean jako materiał powlekany PCV o podwyższonej odporności na ścieranie, rozdarcia i rozciąganie, zagniecenia, płyny ustrojowe (krew, pot, mocz), hydrolizę, wodę morską oraz promieniowanie UV i blaknięcie (test QUV), a także na „szpitalne” środki dezynfekujące. Jest połączeniem wytrzymałości i komfortu użytkowania, a przy tym przyjemna w dotyku. Posiada właściwości antybakteryjne i przeciwpleśniowe oraz jest łatwa w konserwacji. Zgodna z wymaganiami humanoekologicznymi Oeko-Tex Standard 100 (klasa I wyrobu) oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych oraz normą EN 71-3. Jest materiałem trudnopalnym wg normy PN-EN 1021 (test papierosowy). Nie zawiera ftalanów i lateksu. Może być stosowana w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.



TAPICERKA - paleta V-Line - dopłata



Parametry: grubość 1.0 mm ±5% | gramatura: 1050 g/lm ±5% | wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne: 67,5 N | wytrzymałość na rozdzieranie wszerz: 73,2 N | wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne: 448 N - 95% | wytrzymałość na rozciąganie wszerz: 334 N -157,1% | odporność powłoki na ścieranie: ≥500 000 cykli | normy ogniodoporne: test papierosa i zapałki - BS582 Part I ; EN1021-1/2; CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260/ FMVSS 302.

Surowce: powłoka PCV | nośnik - poliester 100%.

Czyszczenie i pielęgnacja: delikatnymi środkami, plamy i zabrudzenia usuwać roztworem wody z mydłem oraz miękką ściereczką ruchem okrężnym. Nie wybielać.

Dezynfekcja: można dezynfekować ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji.



Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na elementy elektryczne	1 rok
Gwarancja na elementy pneumatyczne	1 rok
Gwarancja na tapicerkę	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	PERFECT III
Przeznaczenie stołu	rehabilitacja masaż
Model stołu (seria)	Perfect
Leże - liczba sekcji	3 sekcje
Konstrukcja ramy stołu	prostokątna
Długość leża	203 cm
Szerokość leża	70 cm
Wysokość - zakres regulacji	64-104 cm
Regulacja wysokości	elektryczna
Rama sterująca wysokością	w standardzie
Dopuszczalne obciążenie	150 kg
Pozycja Pivota	Tak
Funkcja fotela	Tak
Pozycja Trendelenburga	Tak
Pozycja antyTrendelenburga	Tak
Podłokietniki w zagłówku	niedostępne
System jezdny	4 koła w standardzie
Sposób regulacji wysokości	silowniki elektryczne uruchamiane ramą sterującą wokół podstawy stołu
Pilot ręczny przewodowy	w standardzie
Regulacja wysokości ramą wokół stołu	w standardzie
Sposób regulacji zagłówka	pneumatyczny - sprężyna gazowa
Zakres regulacji zagłówka	-80° do +45
Sposób łamania leża w cz. środkowej	elektrycznie przyciskiem podbłatowym
Zakres łamania leża w cz. środkowej	0-45°

Sposób regulacji sekcji lędźwiowo-kończynowej	pneumatyczny - sprężyna gazowa
Zakres regulacji sekcji lędźwiowo-kończynowej	0-85°
Sposób regulacji do pozycji Trendelenburga	elektryczny przewodowym pilotem ręcznym
Zakres regulacji pozycji Trendelenburga	-25° do 0°
Sposób regulacji do pozycji antyTrendelenburga	elektryczny przewodowym pilotem ręcznym
Zakres regulacji pozycji antyTrendelenburga	0-25°
Podgrzewanie leża	Nie
Otwory w leżu	1 otwór w zagłówku
Zasłepki do otworów w leżu	w standardzie
Relingi do pasów stabilizacyjnych	w standardzie
Wieszak na podkłady w rolce	zintegrowany wieszak na podkłady higieniczne w rolkach - opcja dodatkowa
System jezdny - typ	w standardzie: system kół opuszczanych
Zasilanie	AC 230 V 50 Hz
Waga stołu (kg)	125

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>