

PO-01/220

podest operacyjny 1-stopniowy ze stali



Podest operacyjny 1-stopniowy w całości wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Podest posiada stopień z czarnymi paskami zapobiegającymi poślizgowi i wyposażony jest w stopki antypoślizgowe z możliwością poziomowania na nierównych powierzchniach.

Podesty operacyjne ze stali kwasoodpornej stosowane są głównie na salach operacyjnych i gabinetach zabiegowych. Ze względu na swoje walory estetyczne i wysoką trwałość użytkową podest operacyjny może być też stosowany w gabinetach lekarskich jako stopień pomocny pacjentom przy wchodzeniu na wyższe kozetki lekarskie, stoły rehabilitacyjne, fotele ginekologiczne i zabiegowe, a także ułatwiać schodzenie z nich. Może być też stosowany jako wyposażenie pomocnicze wykorzystywane do różnego rodzaju badań, np. kończyn dolnych, czy stóp.

Producent: ZTM Tech-Med sp. z o.o.



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304)

Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304), z której wykonany jest podest operacyjny, to austenityczna stal wysokostopowa chromowo-niklowa (PN-71/H-860) o wysokiej odporności na korozję, w szczególności na korozję atmosferyczną i wody morskiej, korozję roztworów alkalicznych i słabszych kwasów oraz wszystkich produktów żywnościowych. Jedną z jej właściwości, równie ważną dla sektora medycznego jak jej kwasoodporność, jest niemagnetyczność tej stali. Najszersze zastosowanie znajduje w przemyśle spożywczym oraz w produkcji sprzętu medycznego i aparatury kriogenicznej.

Typ podestu	1-stopniowy
Podest niemagnetyczny MR	Nie
Konstrukcja podestu	stal kwasoodporna
Materiał stopnic	stal kwasoodporna
Zabezpieczenie stopnic przed poślizgiem	Tak
Poręcze	Nie
Dopuszczalne maksymalne obciążenie	180 kg
Wysokość całkowita podestu	22 cm
Szerokość całkowita podestu	48 cm
Głębokość całkowita podestu	32 cm
Waga podestu [kg]	9,3
Numer katalogowy produktu	PO-01-22-0-KO-PI
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Kod Basic UDI-DI	5904126-PO/UX
Nomenklatura wg URPLWMIpB	wyrób medyczny
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Producent	Zakład Techniki Medycznej "TECH-MED" Sp. z o.o. [5]
Siedziba producenta	[5] ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[5] 52 360 58 50 w. 41 reklamacje@techmed.com.pl
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Liczba paczek w przesyłce	1
Szerokość paczki [cm]	58
Długość paczki [cm]	62
Wysokość paczki [cm]	27
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	10

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>