

## Gymna 8x12cm

Elektrody do elektroterapii - 4 szt.



Elektrody gumowe z grafitem Gymna 340481 o wymiarach 8x12 cm z przewodami zakończonymi gniazdem żeńskim pin 2 mm do elektroterapii aparatami Gymna wyposażonymi w kable pacjenta zakończone wtykiem męskim pin 2 mm. Wykonane z gumy o dużej zawartości grafitu dzięki czemu bardzo dobrze przewodzą prąd. Stanowią alternatywę dla elektrod samoprzylepnych. Elektrody można przemywać wodą z mydłem. Okres użytkowania elektrod wynosi średnio około 12 miesięcy w zależności od ilości wykonywanych zabiegów elektroterapii.

Opakowanie zawiera 2 komplety po 2 sztuki elektrod z przewodami.

Producent: ZTM Tech-Med sp. z o.o.

***gymna***

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Gabaryt przesyłki z produktem	paczka do 2 kg
Kraj producenta	Belgia
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	przedstawiciela producenta w Polsce
Nr katalogowy wyrobu u producenta	340481
Typ elektrod	wielorazowe
Rodzaj elektrod	gumowe
Kształt elektrod	prostokątne
Klasa przewodzenia elektrod	standard
Rozmiar elektrod	8 x 12 cm
Połączenie z kablem pacjenta	PIN 2 mm żeński (gniazdo)
Ilość elektrod	4 elektrody
Elektrody z pokrowcami	Nie
Ilość elektrod w zestawie	4
Ilość pokrowców w zestawie	bez pokrowców
Okres używalności	około 12 miesięcy

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>