



SA-II-SZ ALU stolik-wózek uniwersalny pod aparaty medyczne



Stolik Juventas SA-II-SZ z funkcją wózka pod aparaty medyczne i aparaty do fizykoterapii wyposażony w szufladę i dwie półki do ustawienia aparatów medycznych. Półki i szuflada wykonane są z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym. Stolik posiada stelaż wykonany z zamkniętych profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor biały i wyposażony w kółka kierunkowe z blokadą (hamulcem).

Nr katalogowy: JVS-SA-II-SZ(8)

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

★ [KUP TERAZ](#) ★



SA-II-SZ ALU

stolik-wózek uniwersalny pod aparaty medyczne



Producent: Ziółkowski JUVENTAS Spółka Komandytowo - Akcyjna



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11
533 99 22 01

Nr katalogowy: JVS-SA-II-SZ(8)

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

[★ KUP TERAZ ★](#)

| | |
|---|---|
| Gabaryt przesyłki z produktem | paleta 80x60 cm |
| Kraj producenta | Polska |
| Gwarancja ogólna | 1 rok |
| Gwarancja - gwarant | gwarantem jest producent wyrobu |
| Serwis | fabryczny producenta |
| Nr katalogowy wyrobu u producenta | SA II SZ |
| Przeznaczenie stolika | uniwersalny - różne aparaty |
| Liczba szuflad na akcesoria | 1 szuflada |
| Liczba półek-blatów | 2 półki |
| Podstawa stolika | kółka z hamulcem |
| Szafka na akcesoria | bez szafki |
| Stelaż stolika - materiał | aluminium lakierowane proszkowo na kolor biały |
| Wysokość całkowita stolika bez wysięgników [cm] | 82 |
| Szerokość całkowita stolika [cm] | 45 |
| Głębokość całkowita stolika [cm] | 51 |
| Półki/blaty - materiał | plyta meblowa laminowana w kolorze białym |
| Półki/blaty - szerokość [cm] | 45 |
| Półki/blaty - długość [cm] | górną 45 cm dolną 37 cm |
| Półki/blaty - maksymalne obciążenie [kg] | 6 |
| Szuflady - materiał | plyta meblowa laminowana w kolorze białym |
| Kółka - rodzaj | kierunkowe |
| Kółka - blokowanie | hamulec |
| Maksymalne obciążenie stolika [kg] | 15 |
| Waga stolika [kg] | 14 |

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: **sklep@epicmed.pl**

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczone terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>



Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

Zastrzeżenia

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.