



## A-01KO mobilny asystor medyczny ze stali kwasoodpornej



Mobilny asystor medyczny w całości wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Posiada 1 blat zabiegowy. Oparty na stelażu stalowym o stałej wysokości z 5-ramienną podstawą wyposażoną w podwójne kółka kierunkowe (skrętne) w obudowie z tworzywa sztucznego z miękkimi oponkami nierysującymi twardych powierzchni. Trzy kółka posiadają hamulec postojowy (blokadę jazdy).

Nr katalogowy: A-01-B-KO-0000-K4.3\*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

★ [KUP TERAZ](#) ★





### Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304) - materiał konstrukcji asystora zabiegowego

Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304) to austenityczna stal wysokostopowa chromowo-niklowa (PN-71/H-860) o wysokiej odporności na korozję, w szczególności na korozję atmosferyczną i wody morskiej, korozję roztworów alkalicznych i słabszych kwasów oraz wszystkich produktów żywnościowych. Jedną z jej właściwości, równie ważną dla sektora medycznego jak jej kwasoodporność, jest niemagnetyczność tej stali. Najszerze zastosowanie znajduje w przemyśle spożywczym oraz w produkcji sprzętu medycznego i aparatury kriogenicznej.

Producent: ZTM Tech-Med sp. z o.o.



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

533 99 22 01

Nr katalogowy: A-01-B-KO-0000-K4.3\*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

[★ KUP TERAZ ★](#)

Konstrukcja asystora	<b>stal kwasoodporna</b>
Wysokość asystora	<b>80 cm</b>
Szerokość asystora	<b>45 cm</b>
Asystor z 1 blatem zabiegowym (instrumentalnym)	<b>Tak</b>
Asystor z 2 blatami zabiegowymi (instrumentalnymi)	<b>Nie</b>
Asystor z 3 blatami zabiegowymi (instrumentalnymi)	<b>Nie</b>
Asystor z 4 blatami zabiegowymi (instrumentalnymi)	<b>Nie</b>
Blat(y) ze stali lakierowanej	<b>Nie</b>
Blat(y) ze stali kwasoodpornej	<b>Tak</b>
Asystor z 1 szufladą	<b>Nie</b>
Asystor z 2 szufladami	<b>Nie</b>
Asystor z 3 szufladami	<b>Nie</b>
Asystor z 4 szufladami	<b>Nie</b>
Mobilny asystor na kółkach	<b>Tak</b>
Nośność maksymalna asystora [kg]	<b>5</b>
Stelaż asystora - materiał	<b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b>
Blat zabiegowy (instrumentalny) - materiał	<b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b>
Blat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm]	<b>45</b>
Blat zabiegowy (instrumentalny) - głębokość [cm]	<b>45</b>
Blat zabiegowy (instrumentalny) - maksymalne obciążenie [kg]	<b>5</b>
Podstawa asystora	<b>5-ramienna stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b>
Kółka - rodzaj	<b>podwójne kierunkowe</b>
Kółka - średnica [mm]	<b>55</b>
Kółka - blokowanie	<b>3 koła z blokadą jazdy</b>
Szerokość całkowita asystora [cm]	<b>60</b>
Głębokość całkowita asystora [cm]	<b>60</b>
Wysokość całkowita asystora [cm]	<b>80</b>
Szerokość podstawy [cm]	<b>60</b>
Waga asystora [kg]	<b>18,5</b>
Numer katalogowy produktu	<b>A-01-B-KO-0000-K4.3</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>
Kod CN	<b>9018 90 84</b>

## DANE PRODUKTU

Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>5904126-K5/RT</b>
Nomenklatura wg URPLW MiPB	<b>wyrób medyczny</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>Klasa I, reguła 1</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>1 rok</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Producent	<b>Zakład Techniki Medycznej "TECH-MED" Sp. z o.o. [5]</b>
Siedziba producenta	<b>[5] ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska]</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>[5] 52 360 58 50 w. 41   reklamacje@techmed.com.pl</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)</b>
Szerokość paczki [cm]	<b>65</b>
Długość paczki [cm]	<b>65</b>
Wysokość paczki [cm]	<b>100</b>
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	<b>20</b>

**EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym**

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

**Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.**

**Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.**

**Operator sklepu EpicMED**

---

**Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.**

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>



**Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego**

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

**Zastrzeżenia**

---

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.