



## LD-R01 Standard leżanka medyczna 2-częściowa drewniana




Leżanka medyczna o szerokości 55 cm ze skokową regulacją wysokości w zakresie od 55 do 75 cm. Leżanka wykonana jest na stabilnej konstrukcji z drewna bukowego lakierowanego w 2 wariantach kolorystycznych do wyboru. Posiada dwuczęściowe leże z zagłówkiem regulowanym skokowo za pomocą mechanizmu typu rastomat i wyposażonym w otwór z estetyczną zatyczką. Wypełnienie leża stanowi elastyczna pianka PU o grubości 5 cm. Leże pokryte jest bezzwówą tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego w kolorze do wyboru z palety standard lub palety Prestige. W opcjach dodatkowych leżankę można doposażyć w uchwyt na podkłady higieniczne w rolce montowany w tylnej części oraz w dolną półkę na akcesoria.

Nr katalogowy: WS-LD-R01-s55\*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

★ KUP TERAZ ★



# LD-R01 Standard

leżanka medyczna 2-częściowa drewniana



## W standardzie

- skóropodobna i zmywalna tapicerka z palety Standard
- zagłówek z otworem do oddychania i zatyczką lub zagłówek bez otworu
- drewniana rama dolna w dwóch kolorach do wyboru

## Wyposażenie dodatkowe z dopłatą

- antybakteryjna i zmywalna tapicerka winylowa z palety Prestige z 3-letnią gwarancją
- półka dolna pod leżem
- wieszak na podkłady higieniczne w rolce

## Tapicerka leża leżanki medycznej - kolory palety Standard



## Rama drewniana leżanki medycznej - dostępne kolory



Producent: WS TECH S.C.

**WS TECH**

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11  
533 99 22 01

Nr katalogowy: WS-LD-R01-s55\*

Zobacz więcej w sklepie

Aktualna cena i promocja

★ KUP TERAZ ★

## DANE PRODUKTU

Konstrukcja leżanki / kozetki	<b>drewniana</b>
Leże	<b>2-częściowe</b>
Długość	<b>190 cm</b>
Szerokość	<b>55 cm</b>
Wysokość	<b>55-75 cm</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Dopuszczalne obciążenie	<b>150 kg</b>
Kółka	<b>bez kółek</b>
Materiał ramy dolnej - szczegóły	<b>drewno bukowe</b>
Wytrzymałość statyczna [kg]	<b>150</b>
Sposób regulacji wysokości leża	<b>skokowo (skok 3 cm)</b>
Zakresy skokowej regulacji wysokości	<b>55-75</b>
Sekcja zagłówka	<b>długa tapicerowana</b>
Sekcja zagłówka - sposób regulacji	<b>skokowo rastomatem</b>
Sekcja zagłówka - zakres regulacji	<b>0° - 45°</b>
Otwór w zagłówku	<b>z otworem lub bez otworu</b>
Zaślepka otworu w zagłówku	<b>w standardzie przy wyborze otworu w zagłówku</b>
Półka pod leżem	<b>opcjonalnie</b>
Wieszak na podkłady higieniczne	<b>opcjonalnie</b>
Długość całkowita leżanki z podglówkiem [cm]	<b>190</b>
Długość sekcji zagłówka [cm]	<b>63</b>
Długość sekcji lędźwiowo-nożnej [cm]	<b>125</b>
Waga leżanki [kg]	<b>35</b>
Numer katalogowy produktu	<b>LD-R01 55</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>
Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Nomenklatura wg URPLW MiPB	<b>wyrób medyczny</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>klasa I, reguła 1</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>

## DANE PRODUKTU

Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	1 rok
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Gwarancja na tapicerkę premium	3 lata
Producent	WS TECH spółka cywilna [2]
Siedziba producenta	[2] ul. Okulickiego 43; 38-500 Sanok [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[2] 13 464 44 49   <a href="mailto:biuro@wstech.eu">biuro@wstech.eu</a>
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka gabarytowo ponadnormatywna - waga powyżej 30kg
Liczba paczek w przesyłce	1
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	40

**EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym**

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

**Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.**

**Realizujemy zamówienia z odroczone terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.**

**Operator sklepu EpicMED**

---

**Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.**

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>



**Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego**

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

**Zastrzeżenia**

---

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.