

## PRM1/82

metalowy parawan lekarski 1-skrzydłowy



Parawan medyczny Juventas PRM1-82 jednoskrzydłowy o wysokości 165 cm szerokości 82 cm, wykonany w ramie z profili metalowych (rurka) lakierowanych proszkowo na kolor biały. Parawan wyposażony jest w ekran (zasłonę) z tkaniny wykonanej z elanobawełny w 6 kolorach do wyboru. Parawan oparty jest na 3 nogach wyposażonych w kółka do przemieszczania parawanu w obrębie gabinetu i placówki.

Parawan lekarski PRM1 znajduje zastosowanie w gabinetach lekarskich i zabiegowych oraz w innych placówkach medycznych i opiekuńczych, a także w salonach kosmetycznych, gabinetach masażu i salonach tatuażu.

Producent: Ziółkowski JUVENTAS Spółka Komandytowo - Akcyjna

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

## Charakterystyka i kolory tkaniny zastonowej parawanu lekarskiego - elanobawełna

Tkanina poliestrowo-bawełniana o nazwie handlowej RODOS 165 sprowadzana na rynek polski przez Polish Textile Group. Wykorzystywana na odzież zawodową dla przemysłu spożywczego i służby zdrowia. Wytrzymała na tarcie i uszkodzenia mechaniczne. Barwiona odznacza się trwałością wybarwień. Wykazuje niską kurczliwość w praniu wodnym. Posiada certyfikat zgodności wystawiony przez Zakład Certyfikacji Textil-Cert Instytutu Włókiennictwa w Łodzi oraz certyfikat Oeko-Tex. Nie zawiera formaldehydu, amin aromatycznych i metali ciężkich (Cd/Pb/As/Hg).



**Skład:** 65% poliester, 35% bawełna | **Ciężar [g/m<sup>2</sup>]:** 165 ±10 | **Splot:** 2/1 | **Kurczliwość:** 3% w praniu wodnym o temperaturze 60°C kolor (90°C białe) | **Średnia siła zrywająca [N]:** wątek 590 ±10, osnowa 1200 ±0 | **Przepuszczalność powietrza:** 56,3 mm/s.

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Gabaryt przesyłki z produktem | paczka do 10 kg                   |
| Kraj producenta               | Polska                            |
| Gwarancja ogólna              | 1 rok                             |
| Gwarancja - gwarant           | gwarantem jest producent wyrobu   |
| Serwis                        | fabryczny producenta              |
| Typ parawanu                  | 1-skrzydłowy                      |
| Parawan niemagnetyczny MR     | Nie                               |
| Wysokość parawanu             | 165 cm                            |
| Szerokość parawanu            | 82 cm                             |
| Materiał ramy                 | stal lakierowana                  |
| Materiał ekranu               | elanobawelna                      |
| Kółka w podstawie parawanu    | Tak                               |
| Konstrukcja parawanu          | profile stalowe (rurki)           |
| Wykończenie konstrukcji       | lakier proszkowy w kolorze białym |
| Szerokość skrzydeł [cm]       | 82                                |
| Szerokość podstawy [cm]       | 58                                |
| Podstawa parawanu             | przejezdna z kółkami              |

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>