



JFK.2 fotel do szczepienia i pobierania krwi oraz iniekcji



Fotel zabiegowy - stanowisko do pobierania krwi oraz do iniekcji i wyszczepiania wykonane na podstawie o konstrukcji z zamkniętych profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Stanowisko posiada siedzisko zintegrowane z regulowanym pneumatycznie oparciem pleców i wyposażone jest w obustronne podłokietniki tapicerowane z regulacją w płaszczyźnie pionowej (wysokość) i w płaszczyźnie poziomej (obrót) ułatwiające przeprowadzanie zabiegów na lewym lub prawym przedramieniu pacjenta. Oparcie pleców pozwala przyjąć pacjentowi pozycję siedzącą, leżącą i półleżącą.

Nr katalogowy: JVS-JFK.2*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

[★ KUP TERAZ ★](#)



Siedzisko i oparcie pleców oraz podłokietniki i podgłówek wypełnione są elastyczną pianką poliuretanową i pokryte tapicerką z atestowanego i zmywalnego materiału skóropodobnego lub winylowego w wielu kolorach do wyboru. Fotel może być doposażony w niewielki blat zabiegowy (półkę boczną) przy podłokietniku pod prawą rękę pacjenta. Nogi stanowiska wyposażone są w podgumowane stopki z regulacją pozwalającą na jego poziomowanie na nierównym podłożu gabinetu.


W standardzie

- skóropodobna tapicerka z palety Standard Line
- konstrukcja fotela w kolorze białym RAL 9003 z połyskiem

Wyposażenie dodatkowe z dopłatą

- winylowa tapicerka z palety Exclusive Line
- półka boczna PŁB z blatem zabiegowym przy prawym podłokietniku
- konstrukcja fotela w jednym z pozostałych kolorów dostępnej palety

Tapicerka fotela [stanowiska] do pobierania krwi - paleta Standard Line



Kolorystyka ramy metalowej fotela do pobierania krwi



Producent: Ziółkowski JUVENTAS Spółka Komandytowo - Akcyjna



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11
533 99 22 01

Nr katalogowy: JVS-JFK.2*

Zobacz więcej w sklepie

Aktualna cena i promocja

★ KUP TERAZ ★

Gabaryt przesyłki z produktem	paleta EUR
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja na konstrukcję	1 rok
Gwarancja na elementy pneumatyczne	1 rok
Gwarancja na tapicerkę	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Regulacja oparcia pleców	manualna
Podłokietniki	obustronne
Regulacja podłokietników	Tak
Błat zabiegowy	blat w opcji dodatkowej
Podnóżek	bez podnóżka
Kółka w podstawie	Nie
Maksymalne obciążenie	130 kg
Konstrukcja	zamknięte profile stalowe lakierowane proszkowo
Wysokość (cm)	125
Szerokość (cm)	80
Głębokość (cm)	80
Oparcie pleców	tapicerowane
Sposób regulacji oparcia pleców	sprężyna gazowa
Zakres regulacji oparcia pleców	93 - 180°
Siedzisko	tapicerowane bez regulacji
Wysokość siedziska od podłoża (cm)	45
Podgłówek	tapicerowany z regulacją wysokości i pochylenia
Podłokietniki - materiał	tapicerowane (wymiar 40x15 cm)
Sposób regulacji podłokietników	manualny
Zakres regulacji podłokietników - wysokość	0-20 cm
Zakres regulacji podłokietników - obrót w poziomie	180°
Podstawa	podgumowane stopki z regulacją do poziomowania fotela
Waga (kg)	40

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczone terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>



Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

Zastrzeżenia

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.