

Mat7

materac do rehabilitacji i masażu Shiatsu 200x120x3 cm

składany



Materac do rehabilitacji i masażu Juventas MAT7 4-częściowy o wymiarach 200x120x3 cm. Wypełnienie materaca rehabilitacyjnego stanowi elastyczna a zarazem twarda i odporna na odkształcenia pianka poliuretanowa. Materac obsyty jest atestowanym materiałem skóropodobnym. Kolor tapicerki materaca do wyboru z palety Standard Line. Tapicerka nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych, jest łatwa w utrzymaniu jej w czystości oraz pozwala na mycie i dezynfekcję powierzchni szeroko dostępnymi, także w naszym sklepie, preparatami do dezynfekcji. Materac składany do transportu lub przechowywania i wyposażony w mocne uchwyty do przenoszenia. Pokrowiec na materac w opcji dodatkowej.

Materac rehabilitacyjny Juventas MAT7 może być z powodzeniem stosowany do ćwiczeń rehabilitacyjnych w gabinetach kinezyterapii, jak również do zajęć fizjoterapeutycznych i w gimnastyce rehabilitacyjnej, np. do korekcji wad postawy. Sprawdza się też jako materac do ćwiczeń gimnastycznych i ogólnorozwojowych w warunkach domowych i w placówkach oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły). Materac może też być wykorzystywany do niektórych rodzajów masażu, np. masażu Tajskiego, masażu Shiatsu, oraz do terapii manualnych.

Pokrowiec (opcja dodatkowa) wykonany jest z wodoodpornej tkaniny chroniącej materac przed uszkodzeniami mechanicznymi i czynnikami zewnętrznymi. Wyposażony jest w długi pas naramienny oraz pas krótszy zamocowany z przodu dla ułatwienia przenoszenia materaca.

Producent: Ziółkowski JUVENTAS Spółka Komandytowo - Akcyjna


Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Tapicerka materaca rehabilitacyjnego - paleta Standard Line

Materiał obiciowy produkowany przez Sanwil Polska pod nazwą handlową Sanwia M754 jako skóropodobny materiał powlekany PCW o podwyższonej odporności na olejki do masażu, oleje, alkohol, płyny ustrojowe (krew, pot, mocz), a także środki dezynfekujące zawierające aktywny chlor. Zgodna z wymaganiami humanoekologicznymi Oeko-Tex Standard 100 (klasa I wyrobu) oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych oraz normą EN 71-3. Jest materiałem trudnopalnym wg normy PN-EN 1021 (test papierosowy). Nie zawiera ftalanów i lateksu. Może być stosowana w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.



Parametry: grubość $0,85 \pm 0,15$ mm | wytrzymałość na rozdzieranie $\geq 2,5$ daN | odporność powłoki na ścieranie ≥ 40.000 cykli wg PN-EN ISO 5470-2 i ≥ 150.000 wg PN-EN ISO 12947-4.

Surowce: powłoka olejoodporna - PCW modyfikowane 100% | nośnik - poliester 100%.

Dezynfekcja: można dezynfekować ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji.

Gabaryt przesyłki z produktem	paczka do 15 kg
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Typ materaca	4-częściowy składany
Długość materaca	200 cm
Szerokość materaca	120 cm
Grubość materaca	3 cm
Wypełnienie materaca	pianka PU
Uchwyty do przenoszenia materaca	Tak
Pokrowiec transportowy do materaca	dostępny (opcja dodatkowa)

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>