

Charakterystyka i zalety stolika

- 2 blaty zabiegowe
- maksymalny udźwig blatu zabiegowego do 15 kg
- stabilna konstrukcja stalowa z uchwytami do przetaczania
- koła kierunkowe, w tym 2 z hamulcami
- całość pokryta lakierem proszkowym odpornym na zarysowania
- darmowa dostawa na terenie Polski



Dane techniczne

Gabaryt przesyłki z produktem: paczka do 20 kg
Kraj producenta: Polska
Gwarancja ogólna: 1 rok
Gwarancja - gwarant: gwarantem jest producent wyrobu
Serwis: fabryczny producenta
Wysokość: 80 cm
Szerokość: 78 cm
Głębokość: 45 cm
Blaty zabiegowe / instrumentalne - ilość: 2 blaty
Szuflady - ilość: bez szuflad
Szałka: Nie
Miski na odpadki: miski w opcji dodatkowej
Kółka: Tak
W całości ze stali kwasoodpornej: Nie
Stelaż - materiał: profile stalowe lakierowane proszkowo
Blaty zabiegowe / instrumentalne - materiał: blacha stalowa lakierowana proszkowo
Blaty zabiegowe / instrumentalne - maksymalne obciążenie (kg): 15
Miski na odpady - ilość: 2 - opcja dodatkowa
Kółka - rodzaj: kierunkowe
Kółka - blokowanie: 2 koła z blokadą
Maksymalne obciążenie (kg): 30
Waga (kg): 16,5



[zobacz produkt w sklepie](#) | [sprawdź aktualną cenę](#)

Wyposażenie opcjonalne

- 2 odchylane miski na odpady

SPRZEDAWCA



EpicMED sklep online

ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

E-mail: sklep@epicmed.pl Internet: epicmed.pl

Telefon: 32 720 94 11 GSM/SMS: 533 99 22 01

Faks 32 720 94 16