



DUO 400 GTS2 aparat do elektroterapii




Aparat do elektroterapii Gymna DUO 400 łączy w sobie prostotę obsługi z osiągnięciami najnowszych technologii i wiedzy medycznej. DUO 400 jest dwukanałowym urządzeniem dedykowanym do zabiegów z zakresu elektroterapii i elektrodiagnostyki z zastosowaniem szeregu aplikatorów i sond oraz innych akcesoriów dostępnych do tego modelu aparatu (pełna lista w katalogu do pobrania poniżej). Aparat DUO 400 umożliwia prowadzenie dwóch niezależnych terapii jednocześnie dla dwóch pacjentów. Moduł Therapy System (GTS2) oferuje szereg nowych funkcji i więcej protokołów zabiegowych, w tym terapie oparte na dowodach stworzone przez wiodące uczelnie i ekspertów, przewodnik medyczny i przyjazne dla terapeuty nawigacje.

Nr katalogowy: MI-360420(B)/360620(C)*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

★ [KUP TERAZ](#) ★



DUO 400 GTS2

aparat do elektroterapii

CE 0344



Dotykowy wyświetlacz TFT 10,4" o wymiarach 800 x 600 px i przejrzystemu menu ekranowe umożliwiają prostą pracę ze wszystkimi aplikacjami aparatu. Posiada intuicyjne i proste menu w 14 językach, w tym w języku polskim, a także oferuje terapie 48 programów zabiegowych i ponad 800 protokołów zabiegowych do różnych terapii oraz umożliwia zdefiniowanie przez użytkownika własnych programów terapeutycznych (500 wolnych miejsc) i zapisywanie do pamięci wyników diagnostyki.

Wyposażenie fabryczne

- 1 szt. przewód zasilający (100689)
- 2 szt. przewód 2-żyłowy mini do elektrod (340406)
- 4 szt. pas mocujący elektrody 5x60cm (108935)
- 4 szt. elektroda gumowa 6x8cm (340468)
- 4 szt. woreczki wiskozowe na elektrody (100658)
- 1 szt. złącze do testowania (108919)
- 2 szt. wtyczka średnica 2mm (330803)
- 1 szt. skala VAS (115684)
- 1 szt. rysik do ekranu dotykowego (340505)
- instrukcja obsługi w j. polskim
- instrukcja obsługi CD-ROM
- karta gwarancyjna producenta
- instrukcja bezpieczeństwa

Producent: Gymna Uniphy N.V.

gymna

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

533 99 22 01

Nr katalogowy: MI-360420(B)/360620(C)*

Zobacz więcej w sklepie

Aktualna cena i promocja

★ KUP TERAZ ★

Elektroterapia	2-kanalowa 4-polowa
Gotowe protokoły zabiegowe	Tak
Programy użytkownika	Tak
Prądy diadynamiczne	Tak
Prądy interferencyjne	Tak
Prądy TENS	Tak
Prądy Träbertha	Tak
Prądy Kotza	Tak
Prądy VMS	Nie
Prądy EMS	Tak
Elektrostymulacja	Tak
Elektrodiagnostyka	Tak
Galwanizacja	Tak
Jonoforeza	Nie
Mikroprądy	Nie
Tonoliza	Nie
HVPC	Nie
Port USB	Nie
Moduł Bluetooth	Nie
Moduł Wi-Fi	Nie
W wyposażeniu stolik-wózek do aparatu	Nie
Elektroterapia - zegar zabiegowy	0-60 minut
Elektroterapia - Typ kanałów zabiegowych	niezależne
Elektroterapia - Tryby pracy	CC stałe natężenie CV stałe napięcie
Elektroterapia - Dostępne prądy	25
Elektroterapia - Programy zabiegowe	48
Elektroterapia - Programy elektrodiagnostyki	9
Elektroterapia - Wskazania do terapii	145
Elektroterapia - Programy użytkownika	500 wolnych miejsc
Menu - język polski	dostępny
Zgodność z Dyrektywą MDD 93/42/EEC	zgodny (deklaracja producenta)
Zgodność z Dyrektywą MDR 2017/745/ UE	zgodny (deklaracja producenta)
Klasa wg MDD/MDR	Ila

Klasa i typ ochronności	Klasa I / Typ BF
Maksymalny pobór mocy podczas pracy	100 VA
Zasilanie sieciowe	AC 220-230 V 50 - 60 Hz
Dedykowany stolik/wózek do aparatu	Gymna 117210 Mobil 700 (opcja)
Numer katalogowy produktu	360420 biały 360620 czarny
Kod PKWiU	32.50.21.0
Kod CN	9018 90 75
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Nomenklatura wg URPLWMiPB	wyrób medyczny
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na aparat	2 lata
Gwarancja na aplikatory	6 miesięcy
Gwarancja na akcesoria	1 rok
Producent	Gymna Uniphy N.V. [9]
Siedziba producenta	[9] Pasweg 6a, 3740 Bilzen [Belgia]
Autoryzowany dystrybutor producenta w Polsce	Meden-Inmed sp. z o.o. [10]
Siedziba dystrybutora	[10] ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
Serwis techniczny w Polsce	autoryzowany dystrybutora
Serwis techniczny - kontakt	[10] meden.com.pl/serwis
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	5

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: **sklep@epicmed.pl**

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>



Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

Zastrzeżenia

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.