

StoRe Basic/O

2-częściowa kozetka lekarska



Kozetka lekarska o stałej wysokości 55 cm na stabilnym stelażu wykonanym z profili stalowych o przekroju rurki, lakierowanym proszkowo na kolor szary lakierem odpornym na promieniowanie UV. Kozetka lekarska wyposażona jest w 2-częściowe leże z zagłówkiem posiadającym otwór na twarz i regulowanym przy pomocy rastomatów w zakresie +/- . Leże kozetki posiada wypełnienie z elastycznej pianki PU i obszyte jest bezszwowo atestowanym materiałem skóropodobnym w wielu kolorach do wyboru. Kozetka posiada w podstawie podgumowane stopki oraz wieszak na podkłady higieniczne w rolce zamontowany pod tylną częścią leża.

Producent: U.B.M-Kotasińska



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Tapicerka leża kozetki lekarskiej - kolorystyka i właściwości

Tapicerka wykonana jest ze skóropodobnego materiału obiciowego produkowanego przez Sanwil Polska pod nazwą handlową Skaden B-353 dedykowanego do wyposażenia medycznego. Materiał powlekany PCV o podwyższonej odporności na olejki do masażu, oleje, alkohol, płyny ustrojowe (krew, pot, moczu) oraz promieniowanie UV i zadrapania. Zgodny z wymaganiami humanoekologicznymi Oeko-Tex Standard 100 oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych. Jest materiałem niepalnym. Nie zawiera ftalanów i lateksu. Może być stosowany w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.



Parametry: grubość 0.9 ± 0.2 mm | masa powierzchniowa: 550 ± 50 g/m² | wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne ≥ 30 daN/5cm | wytrzymałość na rozdzieranie wszerz ≥ 15 daN/5cm | odporność powłoki na ścieranie ≥ 30.000 cykli wg metody Martindale`a.

Surowce: powłoka - PCV 100% | nośnik - PES 100%.

Dezynfekcja: można dezynfekować ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji.

Leże kozetki lekarskiej	2-częściowe
Kozetka niemagnetyczna do MR	Nie
Kozetka składana do transportu	Nie
Kozetka przyścienna (składana do ściany)	Nie
Regulowany zagłówek	Tak
Otwór w leżu do badań kardiologicznych	Nie
Podłokietniki w standardzie	Nie
Podłokietniki opcjonalnie	Nie
Sekcja podnóżka	Nie
Sekcja podnóżka z regulacją	Nie
Materiał ramy dolnej kozetki	stal lakierowana
Długość całkowita kozetki	190 cm
Szerokość całkowita kozetki	55 cm
Skokowa regulacja wysokości kozetki	Nie
Wysokość całkowita kozetki	55 cm
Dopuszczalne obciążenie kozetki	180 kg
Kozetka z barierkami bocznymi	Nie
Relingi do pasów stabilizujących	Nie
Uchwyt na podkłady w standardzie	Tak
Uchwyt na podkłady opcjonalnie	Nie
Koła w standardzie	Nie
Koła opcjonalnie	Nie
Materiał ramy dolnej - szczegóły	 rurki stalowe lakierowane proszkowo w kolorze szarym
Sekcja zagłówka	tapicerowana
Sekcja zagłówka - sposób regulacji	skokowa (rastomat)
Sekcja zagłówka - zakres regulacji	-30° do +45°
Otwór w zagłówku	otwór na twarz
Wieszak na podkłady higieniczne	w standardzie, montowany z tyłu pod leżem
Wieszak na podkłady higieniczne - pojemność	1 rolka o szerokości 50 cm
Wieszak na podkłady higieniczne - szerokość [cm]	53
Długość sekcji zagłówka [cm]	43
Długość sekcji łędźwiowo-nożnej [cm]	145

Waga kozetki [kg]	34
Numer katalogowy produktu	STORE-O
Kod PKWiU	32.50.30.0
Kod CN	9018 90 84
Certyfikacja produktu	CE/MDD/MDR
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Kod Basic UDI-DI	59048836100176X
Nomenklatura wg URPLWMIpB	wyrób medyczny
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	Klasa I, reguła 1
Stawka podatku VAT na produkt	8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na tapicerkę standardową	1 rok
Producent	U.B.M. Katarzyna Kotasieńska [7]
Siedziba producenta	[7] ul. Pułaskiego 4b; 46-100 Namysłów [Polska]
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	[7] 77 412 70 78 biuro@meble-medyczne.pl
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka gabarytowo ponadnormatywna - waga powyżej 30kg
Liczba paczek w przesyłce	1
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	40

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: **sklep@epicmed.pl**

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>