

PD-01Z

drewniany parawan medyczny 1-skrzydłowy

zmywalny



Parawan lekarski WSTech PD-01Z jednoskrzydłowy o wysokości 170 cm i szerokości 90 cm do zastosowania w gabinetach lekarskich i zabiegowych oraz w innych placówkach medycznych, a także w salonach kosmetycznych, gabinetach masażu i salonach tatuażu. Parawan wykonany jest w ramie z drewna bukowego lakierowanego w 3 wariantach kolorystycznych do wyboru i wyposażony w ekran (zasłonę) wykonany z tkaniny zmywalnej w czterech kolorach do wyboru. Podstawa na podgumowanych kółkach z hamulcem (blokadą) nadaje parawanowi mobilności i pozwala na jego łatwe przemieszczanie w obrębie gabinetu i placówki.

Producent: WS TECH S.C.

W S T E C H

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

## Kolorystyka zasłon ekranowych w parawanie medycznym - tkanina zmywalna



Gabaryt przesyłki z produktem	paczka do 15 kg
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	PD-01
Typ parawanu	1-skrzydłowy
Parawan niemagnetyczny MR	Nie
Wysokość parawanu	170 cm
Szerokość parawanu	90 cm
Materiał ramy	drewno bukowe
Materiał ekranu	zmywalny
Kółka w podstawie parawanu	Tak
Konstrukcja parawanu	drewno bukowe
Wykończenie konstrukcji	lakier do drewna w 3 kolorach do wyboru
Szerokość podstawy [cm]	35
Podstawa parawanu	przejezdna z kółkami
Kółka z hamulcem	4
Waga parawanu [kg]	11

#### Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

#### Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

#### Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>