

Charakterystyka i zalety stopnia

- stabilna konstrukcja z wyselekcjonowanego drewna bukowego
- wycięcie na dłoń w stopniu do jego przenoszenia
- dopuszczalne obciążenie 150 kg
- darmowa dostawa na terenie Polski



Dane techniczne

Kraj producenta: Polska
Gwarancja ogólna: 1 rok
Gwarancja - gwarant: gwarantem jest producent wyrobu
Serwis: fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta: SO
Materiał konstrukcji: drewno
Liczba stopni: 1-stopniowy
Poręcz: bez poręczy
Wysokość całkowita [cm]: 20
Szerokość całkowita [cm]: 45
Głębokość całkowita [cm]: 25
Dopuszczalne maksymalne obciążenie [kg]: 150



[zobacz produkt w sklepie](#) | [sprawdź aktualną cenę](#)

SPRZEDAWCA



EpicMED sklep online

ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

E-mail: sklep@epicmed.pl Internet: epicmed.pl

Telefon: 32 720 94 11 GSM/SMS: 533 99 22 01

Faks 32 720 94 16