

Meden-Inmed Sp. z o. o.
ul. Wenedów 2
75-847 Koszalin

Tel.: +48 94 347 10 40
Fax: +48 94 347 10 41

meden@meden.com.pl
www.meden.com.pl



TAPICERKI PREMIUM



Dane techniczne:

Tapicerka: 100% Poliuretan

Odporność na odkształcenia - wyjątkowo wytrzymała



Odporna na rozciąganie



Odporna na ścieranie



Niepalna



Antybakteryjna powłoka (z cząsteczkami nanosrebra)




Odporna na działanie cieczy (oleje, krew, mocz)

Czyszczenie:

Zalecamy czyszczenie tapicerki wyłącznie wodą z mydłem.



203 PU - COBALT



200 PU - BLANC



213 PU - SUN



201 PU - IVORY



204 PU - WINE



205 PU - WENGE



206 PU - SMOKE



208 PU - BLACK