



SA-III ALU stolik-wózek uniwersalny pod aparaty medyczne



Stolik Juventas SA-III z funkcją wózka pod aparaty medyczne i aparaty do fizykoterapii wyposażony w trzy półki do ustawienia aparatów medycznych. Półki wykonane są z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym. Stolik posiada stelaż wykonany z zamkniętych profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor biały i wyposażony w kółka kierunkowe z blokadą (hamulcem).

Nr katalogowy: JVS-SA-III(8)

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

★ [KUP TERAZ](#) ★



SA-III ALU

stolik-wózek uniwersalny pod aparaty medyczne



Producent: Ziółkowski JUVENTAS Spółka Komandytowo - Akcyjna



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

533 99 22 01

Nr katalogowy: JVS-SA-III(8)

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

[★ KUP TERAZ ★](#)

Gabaryt przesyłki z produktem	paleta 80x60 cm
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	SA III
Przeznaczenie stolika	uniwersalny - różne aparaty
Liczba szuflad na akcesoria	bez szuflad
Liczba półek-blatów	3 półki
Podstawa stolika	kółka z hamulcem
Szafka na akcesoria	bez szafki
Stelaż stolika - materiał	aluminium lakierowane proszkowo na kolor biały
Wysokość całkowita stolika bez wysięgników [cm]	82
Szerokość całkowita stolika [cm]	45
Głębokość całkowita stolika [cm]	53
Półki/blaty - materiał	plyta meblowa laminowana w kolorze białym
Półki/blaty - szerokość [cm]	45
Półki/blaty - długość [cm]	górną i dolną 45 cm środkową 37 cm
Półki/blaty - maksymalne obciążenie [kg]	6
Kółka - rodzaj	kierunkowe
Kółka - blokowanie	hamulec
Maksymalne obciążenie stolika [kg]	20
Waga stolika [kg]	10,5

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: **sklep@epicmed.pl**

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczone terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>



Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

Zastrzeżenia

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.