

MR-04

materac do rehabilitacji i masażu Shiatsu 200x120x3



TAPICERKA paleta STANDARD

Materac do rehabilitacji i masażu WSTech MR-04 do masażu Shiatsu czteroczęściowy o wymiarach 200x120x3 cm. Wypełnienie materaca rehabilitacyjnego stanowi elastyczna a zarazem twarda i odporna na odkształcenia pianka poliuretanowa. Materac obszyty jest atestowanym materiałem skóropodobnym. Kolor tapicerki materaca do wyboru z palety Standard. Tapicerka nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych, jest łatwa w utrzymaniu jej w czystości oraz pozwala na mycie i dezynfekcję. Materac składany i zapinany do transportu lub przechowywania i wyposażony w mocne uchwyty do przenoszenia.

Materac rehabilitacyjny MR-04 może być z powodzeniem stosowany do masażu Shiatsu oraz innych masażu opierających się o techniki manualne, a także do ćwiczeń rehabilitacyjnych w gabinetach kinezyterapii, jak również do zajęć fizjoterapeutycznych i w gimnastyce rehabilitacyjnej, np. do korekcji wad postawy. Sprawdza się też jako materac do ćwiczeń gimnastycznych i ogólnorozwojowych w warunkach domowych i w placówkach oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły).

Materac rehabilitacyjny MR-04 jest wyrobem medycznym zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych i w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszonym do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wyposażonym w deklarację zgodności producenta i opatrzonym znakiem CE.

Producent: WS TECH S.C.

Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

Tapicerka materaca rehabilitacyjnego - kolory palety Standard

Dedykowany do wyposażenia medycznego materiał obciowy produkowany przez Sanwil Polska pod nazwą handlową Meditap B365 jako skóropodobny materiał powlekany PCW o podwyższonej odporności na olejki do masażu, oleje, alkohol, płyny ustrojowe (krew, pot, mocz). Zgodny z wymaganiami humanoekologicznymi Oeko-Tex Standard 100 oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych. Jest materiałem niepalnym. Nie zawiera ftalanów i lateksu. Może być stosowany w wyposażeniu przeznaczonym dla dzieci.



Parametry: grubość $0.85 \pm 0,15$ mm | masa powierzchniowa: ≥ 540 g/m² | wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne $\geq 35 / \geq 20$ daN/5cm | wytrzymałość na rozdzieranie wszerz $\geq 2,5 / \geq 2,5$ daN/5cm | odporność powłoki na ścieranie ≥ 40.000 cykli wg metody Martindale`a.

Surowce: powłoka olejoodporna - PCV modyfikowane 100% | nośnik - PES 100%.

Dezynfekcja: można dezynfekować ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji.

Gabaryt przesyłki z produktem	paczka do 15 kg
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Typ materaca	4-częściowy składany
Długość materaca	200 cm
Szerokość materaca	120 cm
Grubość materaca	3 cm
Wypełnienie materaca	pianka PU
Uchwyty do przenoszenia materaca	Tak

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>