

## C-02/B.ST

zabiegowy wózek oddziałowy z szufladą



## LAKIER PROSZKOWY - kolory



Oddziałowy wózek szpitalny z dwoma blatami zabiegowo-instrumentalnymi ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 i praktyczną szufladą na akcesoria zabiegowe wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo. Blaty zabiegowe posiadają podniesione ranty zabezpieczające instrumentarium przed zsunięciem się z blatu podczas przetaczania wózka. Szuflada bez zamka z uchwytem frontowym do jej wysuwania i wsuwania. Stelaż wózka oddziałowego wykonany jest z aluminium lakierowanego proszkowo. Stelaż umożliwia regulację rozstawu elementów w osi pionowej, co umożliwia zastosowanie wózka do akcesoriów zabiegowych i narzędzi medycznych o większych gabarytach. Podstawa wykonana jest z profili stalowych lakierowanych proszkowo. W podstawie znajdują się 4 kółka kierunkowe (skrętne) o średnicy 75 mm w obudowie ze stali ocynkowanej z oponkami do twardych powierzchni. 2 kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec postojowy). Wózek oddziałowy wyposażony jest w stalowe, obustronne uchwyty do przetaczania wózka w obrębie oddziału szpitalnego i placówki.

W aluminiowym stelażu wózka oddziałowego znajdują się kanały montażowe po wewnętrznej stronie, umożliwiające regulację położenia elementów zawieszonych na stelażu, a w przyszłości także doposażenie wózka w szereg dodatkowych akcesoriów pomocnych przy zabiegach i montowanych do stelaża za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów i przeróbek.

Producent: ZTM Tech-Med sp. z o.o.



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

## Wyposażenie standardowe

- stelaż i podstawa oraz korpus szuflady i szuflada lakierowane proszkowo w całości na kolor biały
- blaty instrumentalno-zabiegowe w naturalnym kolorze stali kwasoodpornej (srebrzyste)
- uchwyt szuflady lakierowany proszkowo na kolor biały lub wykonany z anodowanego (nielakierowanego) aluminium w kolorze naturalnym

## Paleta kolorów zabiegowego wózka oddziałowego - lakier proszkowy

Paleta kolorów RAL lakieru proszkowego dla zabiegowych wózków oddziałowych. Kolor RAL 9003 (biały) jest podstawowym kolorem nanoszenia proszkowej powłoki malarskiej na aluminiowe i stalowe elementy wózków oddziałowych i oferowany jest bez dopłaty. Pozostałe kolory objęte są dopłatami. Farby proszkowe to substancje termoutwardzalne na bazie polimerów, należące do najbardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego systemów tworzenia powłok malarskich. Nanoszone są metodą natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego. Lakier proszkowy, który jest nakładany na konstrukcje wózków oddziałowych produkcji ZTM Tech-Med, to hybryda żywicy poliestrowej i żywicy epoksydowej zmieszana w stosunku 60/40% objętości żywic z domieszką pigmentu, wypełniacza i środków pomocniczych.



Lakiery poliestrowo-epoksydowe stosuje się do użytku wewnętrznego ze względu na zawartość żywicy epoksydowej, która jest nieco mniej odporna na długotrwałe działanie promieniowania słonecznego. Posiadają za to bardzo dobre własności mechaniczne, antykorozyjne oraz dużą odporność chemiczną. Trudno ulegają ścieraniu i zarysowaniom oraz są odporne na działanie wysokich temperatur.

Przeznaczenie wózka oddziałowego	<b>procedury medyczne</b>
Konstrukcja wózka oddziałowego	<b>stal + aluminium lakierowane</b>
Wysokość wózka	<b>88 cm</b>
Szerokość wózka	<b>77 cm</b>
Wózek z blatem/blatami zabiegowymi	<b>Tak</b>
Błaty zabiegowo-instrumentalne	<b>2 blaty stal kwasoodporna</b>
Wózek z tacą/tacami instrumentalnymi	<b>Nie</b>
Wózek z szufladą/szufladami	<b>Tak</b>
Szuflady	<b>1 szuflada stal lakierowana</b>
Wózek z półką/półkami koszowymi	<b>Nie</b>
Wózek z misami zabiegowymi	<b>Nie</b>
Wózek z kuwetami	<b>Nie</b>
Wózek z uchwytem worka na odpady 100-120L	<b>Nie</b>
Wózek w całości ze stali kwasoodpornej	<b>Nie</b>
Wózek mobilny na kółkach	<b>Tak</b>
Nośność maksymalna wózka [kg]	<b>30</b>
Stelaż wózka - materiał	<b>aluminium lakierowane proszkowo</b>
Blat(y) zabiegowe (instrumentalne) - materiał	<b>stal kwasoodporna gatunek 0H18N9</b>
Blat zabiegowy (instrumentalny) - długość [cm]	<b>górný 70,5   dolny 65,5</b>
Blat zabiegowy (instrumentalny) - szerokość [cm]	<b>41,5</b>
Blat - maksymalne obciążenie [kg]	<b>10</b>
Korpus szuflad - materiał	<b>stal lakierowana proszkowo</b>
Korpus szuflad - długość [cm]	<b>65,5</b>
Korpus szuflad - szerokość [cm]	<b>38,5</b>
Korpus szuflad - wysokość [cm]	<b>15,5</b>
Szuflady - materiał	<b>stal lakierowana proszkowo</b>
Szuflada - długość [cm]	<b>58</b>
Szuflada - szerokość [cm]	<b>34,5</b>
Szuflada - wysokość [cm]	<b>12,5</b>
Szuflada - zamknięcie	<b>opcjonalnie zamek patentowy z kluczem</b>
Szuflada - maksymalne obciążenie [kg]	<b>10</b>
Podstawa wózka - materiał	<b>stal lakierowana proszkowo</b>
Kółka - rodzaj	<b>4 kółka skrętnie</b>

Kółka - średnica [mm]	<b>75</b>
Kółka - blokowanie	<b>2 koła z blokadą jazdy</b>
Szerokość całkowita wózka [cm]	<b>77</b>
Głębokość całkowita wózka [cm]	<b>43</b>
Wysokość całkowita wózka [cm]	<b>88</b>
Ciężar wózka [kg]	<b>25</b>
Numer katalogowy produktu	<b>C-02-S(1)P-66-ST-K5</b>
Kod PKWiU	<b>32.50.30.0</b>
Kod CN	<b>9018 90 84</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD/MDR</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Kod Basic UDI-DI	<b>5904126-K3/RM</b>
Nomenklatura wg URPLWMI/PB	<b>wyrób medyczny</b>
Klasa ryzyka wyrobu medycznego	<b>Klasa I, reguła 1</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>1 rok</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Producent	<b>Zakład Techniki Medycznej "TECH-MED" Sp. z o.o. [5]</b>
Siedziba producenta	<b>[5] ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz [Polska]</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>[5] 52 360 58 50 w. 41   reklamacje@techmed.com.pl</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)</b>
Liczba paczek w przesyłce	<b>1</b>
Szerokość paczki [cm]	<b>55</b>
Długość paczki [cm]	<b>90</b>
Wysokość paczki [cm]	<b>110</b>
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	<b>30</b>

## Biuro handlowe sklepu

### EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: **sklep@epicmed.pl**

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

## Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

## Operator sklepu EpicMED

### Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>