



## Cromo taboret medyczny regulowany na kółkach



Taboret medyczny CROMO oparty jest na stabilnej, pięcioramiennej podstawie ze stali pokrytej chromem i wyposażonej w kółka. Posiada obrotowe, okrągłe siedzisko z regulowaną wysokością przy pomocy sprężyny gazowej z dźwignią umieszczoną pod siedziskiem. Siedzisko taboretu wypełnione jest pianką PU i pokryte tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego lub winylowego. Taboret wyposażony jest w chromowaną obręcz pod stopy z regulacją wysokości od podłoża.

Nr katalogowy: JVS-CROMO\*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

[★ KUP TERAZ ★](#)



# Cromo

taboret medyczny regulowany na kółkach




## W standardzie

- atestowana tapicerka siedziska z palety Standard Line

## Opcje dodatkowe z dopłatą

- atestowana tapicerka siedziska z palety EXCLUSIVE Line

## Tapicerka taboretu medycznego - paleta Standard Line



Producent: Ziółkowski JUVENTAS Spółka Komandytowo - Akcyjna



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11  
533 99 22 01

Nr katalogowy: JVS-CROMO\*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

[★ KUP TERAZ ★](#)

## DANE PRODUKTU

Rodzaj taboretu	<b>taboret / stołek bez oparcia</b>
Kształt siedziska taboretu	<b>obrotowe okrągłe</b>
Rodzaj siedziska taboretu	<b>tapicerowane</b>
Szerokość siedziska	<b>ø34 cm</b>
Regulacja wysokości siedziska	<b>pneumatyczna - siłownik gazowy</b>
Sposób regulacji wysokości	<b>ręczny</b>
Zakres regulacji wysokości	<b>60-78 cm</b>
Mechanizm TILT siedziska	<b>Nie</b>
Podnózek - obręcz pod stopy	<b>z obręczą</b>
Podstawa taboretu	<b>5-ramienna na kółkach</b>
Materiał podstawy taboretu	<b>stal chromowana</b>
Maksymalne obciążenie	<b>120 kg</b>
Głębokość siedziska [cm]	<b>34</b>
Sposób regulacji wysokości siedziska	<b>sprężyna gazowa -dźwignia ręczna pod siedziskiem</b>
Podnózek - materiał	<b>obręcz ze stali chromowanej, wsporniki stalowe lakierowane</b>
Regulacja podnóżka	<b>w pionie śrubą dociskową w zakresie 26-46 cm</b>
Średnica podstawy [cm]	<b>62</b>
Kółka - materiał	<b>tworzywo sztuczne, osłony ze stali chromowanej</b>
Kółka - średnica [mm]	<b>50</b>
Szerokość całkowita [cm]	<b>62</b>
Głębokość całkowita [cm]	<b>62</b>
Wysokość całkowita [cm]	<b>78</b>
Waga taboretu [kg]	<b>9</b>
Numer katalogowy produktu	<b>CROMO</b>
Certyfikacja produktu	<b>CE/MDD</b>
Dokument certyfikacji produktu	<b>deklaracja zgodności</b>
Nomenklatura wg URPLWMIpB	<b>wyrób medyczny</b>
Stawka podatku VAT na produkt	<b>8%</b>
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT	<b>art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)</b>
Gwarancja ogólna	<b>1 rok</b>
Gwarant udzielający gwarancji	<b>producent wyrobu / produktu</b>
Gwarancja na konstrukcję	<b>1 rok</b>

## DANE PRODUKTU

Gwarancja na elementy pneumatyczne	<b>1 rok</b>
Gwarancja na tapicerkę standardową	<b>1 rok</b>
Gwarancja na tapicerkę premium	<b>1 rok</b>
Producent	<b>Ziółkowski JUVENTAS S.K.A. [25]</b>
Siedziba producenta	<b>[25] Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce [Polska]</b>
Serwis techniczny w Polsce	<b>fabryczny producenta</b>
Serwis techniczny - kontakt	<b>[25] 13 463 80 35   reklamacje@juventas.pl</b>
Rodzaj przesyłki z produktem	<b>przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)</b>
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	<b>9,8</b>

**EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym**

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: [sklep@epicmed.pl](mailto:sklep@epicmed.pl)

<https://epicmed.pl>

**Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.**

**Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.**

**Operator sklepu EpicMED**

---

**Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.**

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: [dk@dkarkadia.pl](mailto:dk@dkarkadia.pl)

<http://dkarkadia.pl>



**Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego**

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

**Zastrzeżenia**

---

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.