



FoZa Basic Mobil fotel zabiegowy uniwersalny na kółkach



Fotel zabiegowy o uniwersalnych właściwościach do powszechnego zastosowania w gabinetach zabiegowych i placówkach opiekuńczych. Z powodzeniem może być wykorzystany do opieki paliatywnej, dializ lub chemioterapii, a także do badań pacjenta oraz pobrań i iniekcji lub innych drobnych procedur zabiegowych. Fotel zabiegowy oparty jest na ramie z profili stalowych pokrytej lakierem proszkowym w kolorze szarym, odpornym na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne oraz środki do mycia i dezynfekcji. Wyposażony w beższwowe tapicerowane siedzisko i oparcie pleców z regulacją kąta nachylenia przy pomocy sprężyny gazowej uruchamianej jedną dźwignią oraz w regulowany sprężyną gazową tapicerowany segment podudzia z podnóżkiem.

Nr katalogowy: UBM-FoZa-Basic-Mobil*


[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

[★ KUP TERAZ ★](#)



OPCJE DODATKOWE



Dzięki regulacji oparcia pacjent może przyjąć nie tylko pozycję siedzącą, ale również pozycję półleżącą i leżącą. Oparcie pleców w fotelu zabiegowym posiada osłonę wykonaną z tworzywa ABS w kolorze zbieżnym z kolorem ramy fotela. Po obu stronach fotela zabiegowego znajdują się wygodne i tapicerowane podłokietniki z regulacją w dwóch płaszczyznach. Funkcjonalność fotela zabiegowego można zwiększyć dobierając do niego dostępne wyposażenie dodatkowe: blat zabiegowy, zintegrowany z fotelem uchwyt do zawieszenia kroplówki oraz profilowany i tapicerowany podgłówek w kształcie półwałka. Standardowo fotel w podstawie posiada kółka nadające fotelowi mobilności, tylne koła wyposażone są w blokadę (hamulec).

W standardzie

- regulowane oparcie pleców bez podgłówka

Wyposażenie dodatkowe z dopłatą

- profilowany podgłówek
- blat zabiegowy (prawa lub lewa strona fotela)
- wieszak kroplówki

Tapicerka fotela zabiegowego - kolorystyka



Producent: U.B.M-Kotasińska



Dystrybucja: EpicMED sprzęt i wyposażenie medyczne



32 720 94 11

533 99 22 01

Nr katalogowy: UBM-FoZa-Basic-Mobil*

[Zobacz więcej w sklepie](#)

[Aktualna cena i promocja](#)

[★ KUP TERAZ ★](#)

DANE PRODUKTU

Gabaryt przesyłki z produktem	paleta EUR
Kraj producenta	Polska
Gwarancja ogólna	2 lata
Gwarancja na konstrukcję	2 lata
Gwarancja na elementy pneumatyczne	1 rok
Gwarancja na tapicerkę	2 lata
Gwarancja - gwarant	gwarantem jest producent wyrobu
Serwis	fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta	FoZa Basic Mobil
Rodzaj fotela / stołu zabiegowego	uniwersalny (wielofunkcyjny)
Regulacja wysokości	bez regulacji wysokości
Rozkładanie leża do pozycji leżącej	Tak
Pozycja Trendelenburga	Nie
Pozycja antyTrendelenburga	Nie
Błat zabiegowy	błat w opcji dodatkowej
Kółka w podstawie	kółka w standardzie
Przeznaczenie - dział medycyny	laryngologia okulistyka inne sale zabiegowe
Przeznaczenie - zabiegi	dializy chemioterapia iniekcje pobieranie krwi
Konstrukcja ramy	stalowa lakierowana proszkowo
Szerokość całkowita (cm)	88
Długość całkowita po rozłożeniu oparcia (cm)	170
Siedzisko	tapicerowane
Sposób regulacji siedziska	bez regulacji
Szerokość siedziska (cm)	55
Wysokość siedziska od podłoża (cm)	50
Oparcie pleców	tapicerowane
Sposób regulacji oparcia pleców	sprężyna gazowa
Zakres regulacji oparcia pleców	10-75°
Podgłówek	opcja dodatkowa
Podłokietniki	obustronne , tapicerowane
Sposób regulacji podłokietników	manualny
Zakres regulacji wysokości podłokietników (cm)	15-25
Zakres regulacji kąta nachylenia podłokietników	-20° do +60°

DANE PRODUKTU

Segment podudzia	tapicerowany z podnóżkiem
Segment podudzia - sposób regulacji	sprężyna gazowa
Zakres regulacji segmentu podudzi	+7° do -70°
Wieszak kroplówki	opcja dodatkowa
Błat zabiegowy	opcja dodatkowa
Długość blatu zabiegowego (cm)	34,8
Szerokość blatu zabiegowego (cm)	24,8
Maksymalne obciążenie blatu zabiegowego (kg)	10
Położenie blatu zabiegowego	prawa lub lewa strona fotela
Kółka jezdne	w standardzie
Koła tylne - średnica (mm)	100
Koła przednie - średnica (mm)	150
Koła jezdne - blokada (hamulec)	2 koła tylne
Maksymalne obciążenie (kg)	150
Waga (kg)	85

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)

GSM/SMS: **533 99 22 01**

Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)

E-mail: **sklep@epicmed.pl**

<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.

Realizujemy zamówienia z odroczone terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Operator sklepu EpicMED

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

NIP PL9542784362

REGON 368734116

KRS 0000703242

BDO 000553124

Tel.: 32 720 94 00

Faks: 32 720 94 16

E-mail: dk@dkarkadia.pl

<http://dkarkadia.pl>



Nota prawna odnośnie wyrobu medycznego

Opisy i informacje techniczne przedstawione na karcie produktu są przeznaczone dla profesjonalistów (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974)

Zastrzeżenia

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania.

Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Prezentowane zdjęcia w katalogu są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.